

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

ProtectiveClean  
4300

Integrierter Drucksensor

1 Putzprogramm

BrushSync Funktion



HX6807/51



## Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüre den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während deine Zähne in nur einer Woche weißer werden.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Eine tolle Möglichkeit, sich an deine neue Zahnbürste zu gewöhnen
- Förderung einer gründlichen Reinigung

### Innovative Technologie

- So weißt du immer, wann du die Bürstenköpfe austauschen solltest
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Macht dich darauf aufmerksam, wenn du zu fest drückst

# Besonderheiten

## Natürlich weiße Zähne



Stecke den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf deine Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

## Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit deines Zahnfleisches zu verbessern.

## Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit

ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## Zu viel Druck?



Vielleicht bemerkst du selbst es nicht, wenn du beim Putzen zu fest drückst, aber deine elektrische Zahnbürste mit Drucksensor schon. Wenn du dein Zahnfleisch zu sehr strapazierst, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch, um dich daran zu erinnern, weniger Druck auszuüben.

## BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück – eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.


## BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange du deinen Bürstenkopf bereits


verwendest und wie intensiv du putzt. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton dich darauf aufmerksam. So kannst du sicher sein, dass dein Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

## Easy-Start-Funktion



Etwas Neues zu beginnen, kann gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet dir daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen deiner neuen Zahnbürste.

## Hilfreiche Timer



Unser 4-Quadranten-Timer teilt dir mit, wenn du ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht hast, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann du die empfohlenen zwei Minuten erreicht hast.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß und Mint

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

## Artikel enthalten

**Bürstenköpfe:** 2 W2 Optimal White

**Ladegerät:** 1

**Handstück:** 1 ProtectiveClean

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Vorteile für die Gesundheit:** Verbessert die

Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen, Verringert Kariesbildung

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**2 Intensitätsstufen:** Hoch, Niedrig

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

