

PHILIPS



Sonic-
sähköhammasharja

1100 Series

Sonic-tekniikka

Quadpacer ja SmartTimer

Ohut, ergonomisesti muotoiltu
laite

14 päivän akunkesto



HX3641/11

Hyvästi tavallinen hammasharja. Sonic-tekniikka on täällä.

Poistaa jopa 3 kertaa paremmin plakkia*

Harjaustoimintoomme yhdistetty Sonic-tekniikka poistaa hellävaraisesti jopa 3 kertaa paremmin plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Suunniteltu sinua varten

- Ergonomisesti muotoiltu hammasharja on helposti pideltävä ja helppokäyttöinen
- 14 päivän akunkesto

Optimaalinen harjaustulos

- Optimaalinen harjaustulos SmartTimer- ja Quadpacer-toimintojen avulla

Vaihda helposti Sonicare-sähköhammasharjaan

- Easy-start-toiminto helpottaa hammasharjan vaihtoa

Suojaa ikeniä

- Turvallinen ja hellävarainen

Puhdistaa erinomaisesti

- Poistaa plakkia jopa 3 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja*
- Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

Kohokohdat

Edistynyt Sonicare-tekniikka




Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.** 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Poistaa 3 kertaa paremmin plakkia*



Sonicare-tekniikalla varustetun Sonicare-sähköhammasharjan on kliinisesti tutkittu poistavan jopa 3 kertaa paremmin* plakkia kuin tavallinen hammasharja. Se poistaa plakkia hampaista ja ikenistä ja suojaa ikeniä.

Turvallinen ja hellävarainen



Sonicare-hammasharja tarjoaa perusteellisen puhdistuksen, muttei vahingoita hampaita ja ikeniä. Lempäät mutta voimakkaat äänivärähtelyt takaavat erinomaisen puhdistuksen, mutta ovat hellävaraisia hampaille ja ikenille.

SmartTimer ja Quadpacer



2 minuutin SmartTimer ja 30 sekunnin Quadpacer auttavat sinua harjaamaan suositellun ajan kaikilla suun alueilla ja varmistamaan kokonaisvaltaisen puhdistuksen.

Suunniteltu sinua varten



Kevyt ja ergonomisesti muotoiltu hammasharja on helposti pideltävä ja helppokäyttöinen, mikä mahdollistaa hampaiden puhdistuksen ilman rasitusta.

Pitkäkestoinen akku



Akunkesto on jopa 14 päivää, joten yksi lataus riittää pitkään.

Easy-start-toiminto



Easy-Start-toiminto antaa mahdollisuuden lisätä harjaustehoa asteittain ja hellävaraisesti ensimmäisten 14 harjauskerran aikana.

1100 Series

Sonic-sähköhammasharja

HX3641/11

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: DC5V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää*****

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Energiankulutus: Valmiustila ilman näyttöä

<0,5 W

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen, jossa mintunvihreä painike

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1100 Series -sarja

Harjaspää: 1 C1 ProResults -harjaspää

Laturi: 1

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa jopa 3 kertaa

tehokkaammin plakkia*

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä minuutissa

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen

puhdistus

