

PHILIPS

sonicare



Sonische, elektrische tandenborstel

DiamondClean

5 poetsstanden

1 opzetborstel

USB-reisoplader

met Deep Clean-stand



HX9351/53

Wittere en gezondere tanden voor altijd

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

De bijzonder elegante sonische elektrische tandenborstel van Philips Sonicare biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Philips Sonicare.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*
- Verbeterd de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*
- Verwijder tot wel 10x meer tandplak met AdaptiveClean*
- Kies uit 5 poetsstanden, waaronder Deep Clean en Sensitive
- Veilige en zachte mondhygiëne

Ontworpen voor u

- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen

Provides a superior clean

- AdaptiveClean-opzetborstel plooit zich langs de tandvleesrand
- Deep Clean-stand pakt uw probleemplekken aan

Deep, gentle cleaning

- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging


Kenmerken

Tot 2 x wittere tanden



Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*

Zorg voor uw tandvlees



Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.

Extra diepe reiniging




Met onze Deep Clean-stand kunt u echt focussen op specifieke gebieden en deze extra aandacht geven. We hebben de beweging van onze unieke opzetborstel gecombineerd met een langere poetsbeurt van 3 minuten, zodat uw tanden echt grondig worden gereinigd.

Verwijder tot wel 10x meer tandplak




Gebruik de AdaptiveClean-opzetborstel om grondiger dan ooit te reinigen. U hebt 4x meer contact met het oppervlak** om tot wel 10 x meer plak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken*. U kunt bovendien echt diep reinigen tussen de tanden en langs de tandvleesrand.

5 poetsstanden om op uw manier te poetsen



Met DiamondClean krijgt u elke dag een verfrissend schoon gevoel. Onze 5 poetsstanden voorzien in al uw behoeften: Clean-stand - voor een uitzonderlijke, dagelijkse reiniging, Gum Care - om uw tandvlees voorzichtig te masseren, Deep Clean - voor intensieve, diepgaande reiniging, Sensitive - voor zachte en toch effectieve reiniging van gevoelig tandvlees, en White - de ideale poetsstand om vlekken op het tandoppervlak mee te verwijderen.


Tot 2x gezondere tanden



Gebruik onze AdaptiveClean-opzetborstel voor een diepe, zachte reiniging, waardoor uw tandvlees tot 2x gezonder wordt dan met een handtandenborstel. De zachte rubberen zijanten plooiën zich langs de contouren van uw tanden en tandvlees om eventuele overmatige druk te absorberen. De borstelharen kunnen dan diep tussen tanden doordringen voor een comfortabele, effectieve en grondige reiniging.

Kenmerken

Quadpacer en Smartimer



Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze SmarTimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.

Philips Sonicare-technologie



Krachtige, sonische trillingen veranderen uw tandpasta in bubbels die tandplak verwijderen, en diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand gaan dankzij 62.000 milde, maar effectieve poetsbewegingen. U krijgt een maand aan handmatig tandenpoetsen in slechts 2 minuten.

Poets vol zelfvertrouwen



Voor al uw specifieke wensen bent u verzekerd van een veilige poetservaring met DiamondClean. Onze sonische technologie is geschikt voor gebruik bij een beugel, vullingen, kronen en facings, en kan zelfs worden gebruikt voor de dagelijkse behandeling van ontstoken tandvlees.

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken*

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 DiamondClean

Opzetborstels: 1 AdaptiveClean

Reisetui: USB-reisoplader

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer

tandplak*

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo wit*

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees

