

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая звуковая  
зубная щетка

DiamondClean

5 режимов

2 чистящие насадки

Стакан с зарядной базой

Дорожное зарядное устройство  
USB

HX9332/04



## Еще более здоровые и белые зубы

Лучшая звуковая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!

### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean\*
- Улучшает состояние десен всего за 2 недели\*
- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)
- Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

### Создано для вас

- Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare
- Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут
- Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

### Обеспечивает тщательное очищение

- Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков
- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

# Основные особенности

## Попрощайтесь с зубным налетом




Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

## Зубы в 2 раза белее




Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.\*

## Бережный уход за деснами



Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования\*. По сравнению с обычной зубной щеткой\* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

## 5 режимов на выбор



DiamondClean обеспечивает ежедневную освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один из пяти режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) — для отличной ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) — для бережного массажа десен; Polish (Полировка) — для гладкости и сияния зубов; Sensitive (Деликатная чистка) — для бережного и эффективного очищения чувствительных зубов и десен; White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений.

## Дизайн, созданный для удобного хранения



Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.

## Технология Philips Sonicare



Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

## Функции QuadPacer и Smartimer



Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер QuadPacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер Smartimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

## Доберитесь до самых труднодоступных участков



Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Белая керамика

## Мощность

**Напряжение:** 100–240 В, 50/60 Гц

## Технические характеристики

**Батарея:** Перезарядка

**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** До 3 недель\*\*

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

## Удобство использования

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Индикатор батареи:** Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора

**Система чистящих насадок:** Удобные съемные насадки

**Дисплей:**

Дисплей с подсветкой

**Время работы:** До 3 недель\*\*

## В комплекте

**Ручка:** 1 DiamondClean

**Насадки:** 1 компактная насадка DiamondClean, 1 стандартная насадка DiamondClean

**Дорожный футляр:** Дорожное зарядное устройство USB

**Стакан с зарядной базой:** 1

## Качество чистки

**Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту

**Высокое качество:** Удаляет в 7 раз больше налета\*

**Польза для здоровья:** Улучшает состояние десен всего за две недели

**Таймер:** Функции Quadraseg и SmartTimer

**Эффект осветления:** Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее\*

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

**Белый:** Удаление поверхностных потемнений эмали

**Gum Care (Уход за деснами):** Мягкий массаж десен

**Польский:** Осветление и полировка зубов

**Sensitive (Деликатная чистка):** Бережная чистка зубов и десен

