

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
électrique

DiamondClean

5 modes

3 têtes de brosse

Verre de charge, coffret de
voyage

avec mode Deep Clean



HX9393/93

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle
- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Double système de charge : verre et coffret de voyage
- Minuteurs pour encourager un brossage rigoureux

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
- Suit le contour de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur
- Une action de nettoyage dynamique pour une meilleure santé bucco-dentaire
- Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles

Points forts

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire




Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès, grâce à la tête de brosse AdaptiveClean.

Effet blancheur 2 fois plus efficace



Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.

Améliore la santé des gencives



Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Tête de brosse AdaptiveClean



L'AdaptiveClean est la seule tête de brosse à dents électrique capable de suivre la forme exacte de vos dents et de vos gencives. Avec ses bords doux et souples en caoutchouc, elle épouse chaque contour. Avec 4 fois plus de surface de contact, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire le long des gencives et entre les dents. Elle absorbe la pression excessive que vous pourriez exercer le long des gencives, ce qui vous permet de les préserver, quelle que soit votre technique de brossage.

Tête de brosse DiamondClean



Les têtes de brosse DiamondClean offrent les meilleures performances d'éclaircissement de la gamme Philips Sonicare. Elles sont dotées de brins implantés en forme de losange qui nettoient efficacement et en douceur les taches extrinsèques ainsi que la plaque dentaire. Les taches causées par le café, le thé, le vin rouge, les cigarettes et le tabac sont éliminées en seulement 1 semaine.

Mode Deep Clean



Notre nouveau mode Deep Clean offre un brossage exceptionnel dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement unique de la tête de brosse dans ce mode associé à une longue durée de brossage de 3 minutes font de ce mode le choix idéal si vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles.


Points forts

Nettoyage dynamique



Réalisant plus de 31 000 mouvements par minute, la brosse à dents électrique Philips Sonicare procure un nettoyage optimal, visible et perceptible. Le mouvement de nettoyage dynamique de notre technologie sonique conduit les fluides en profondeur dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Le nettoyage est doux et efficace, avec des résultats cliniquement prouvés.

Double système de charge



1) Verre de charge : placez votre brosse à dents électrique Philips Sonicare dans le verre pour la charger. Peut également servir pour se rincer la bouche après le brossage. 2) Coffret de voyage et de charge : se connecte à votre ordinateur via un port USB ou peut être branché sur une prise murale. Vous permet d'emporter votre DiamondClean partout avec vous.

Quadpacer et SmarTimer



Le minuteur Quadpacer prévient lorsqu'il est temps de passer à une nouvelle zone de la bouche, tandis que le minuteur SmarTimer vous aide à atteindre le temps de brossage de deux minutes recommandé par les dentistes.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose doré

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Manche: Design ergonomique ultracompact

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles

à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Accessoires inclus

Manches: 1 DiamondClean

Têtes de brosse: 2 DiamondClean standard, 1 AdaptiveClean

Verre de charge: 1

Étui de voyage: Coffret de voyage USB

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace*

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

White: Élimine les taches à la surface des dents

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

