




Philips
Infraroodlamp

150W

Voor gerichte behandeling
Instelbare hoek



PR3110/00

Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen

Klinisch bewezen technologie*

Verlicht uw pijn met comfortabele warmte. Onze klinisch bewezen technologie verhoogt plaatselijk de bloedcirculatie en de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen, wat uw spieren helpt herstellen en gewrichtspijn vermindert.

Bewezen gezondheidsvoordelen

- Klinisch bewezen
- Geclassificeerd medisch apparaat

Gerichte behandeling

- Lokale verlichting van pijn

Effectieve* verlichting van pijn

- Pijnverlichting en verbeterde mobiliteit
- Helpt het lichaam op een natuurlijke manier genezen

PHILIPS

Specificaties

Zonebehandeling

- Behandelingsgebied: diameter van 20 cm
- PAR38 gloeilamp: 150W

Technische specificaties

- Vermogen: 150 W
- Snoerlengte: 250 m
- Spanning: 220 - 240 volt
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Frequentie: 50-60 Hz
- Lifetime of lamp: 300 uur

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 21,2 x 16,0 x 21,5 cm
- Gewicht van het product: 1 kg
- Afmetingen F-doos: 16,3 x 22,4 x 22,0 cm

Logistieke gegevens

- Land van herkomst: Hongarije

Veiligheid

- IEC certified: IEC 60601-1, 3e editie
- Automatische uitschakeling na 30 minuten

Gebruiksvriendelijk

- Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
- 1 handgreep
- Mechanische timer

Medische apparatuur

- Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Kenmerken

Effectieve* verlichting van pijn

De InfraCare PR3110 biedt een effectieve, gerichte behandeling door de lokale bloedsomloop te stimuleren om uw lichaam te mobiliseren tegen pijn. De verwarmde spieren worden los en ontspannen. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en minder stijf.

Gerichte infraroodwarmte

InfraCare stelt het lichaam in staat op een natuurlijke manier te genezen. De PR3110 InfraCare biedt pijnverlichting door gerichte behandeling, die bewezen voor een betere mobiliteit zorgt.

Klinisch bewezen

Betrouwbare technologie die wordt gebruikt door professionals. Het is klinisch bewezen dat deze technologie tot een meetbare verbetering van de gewrichtsfuncties leidt*. InfraCare leidt bewezen tot een aanzienlijke vermindering van pijn bij 71% van patiënten met reumatoïde artritis en bij 72% van patiënten met lage rugpijn*.

Geclassificeerd medisch apparaat

Een veilige en effectieve manier voor het behandelen van uw pijn. InfraCare voldoet aan de standaard IEC 60601-1 3e editie voor medische hulpmiddelen.

Instelbare hoek

De InfraCare 150 W lamp kan gemakkelijk onder een hoek van 0 tot 40 graden worden geplaatst om pijn in kleinere lichaamsdelen zoals heupen, armen en knieën, op een comfortabele en een effectieve manier te verlichten.



Publicatiedatum
2024-04-20

Versie: 2.0.2

EAN: 87 10103 79744 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319