

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

DiamondClean

5 Putzprogramme

1 Bürstenkopf

Ladeglas, USB-Reiseladeetui

Black Edition



HX9352/01



Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Die beste Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Sonicare Zahnbürste.

Für eine gute Mundgesundheit

- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne
- Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste
- Sensitive-Putzprogramm: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch
- Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Zweifaches Ladesystem: Ladeglas und schwarzes Reiseladeetui

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen


- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.
- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen

Hervorragende Reinigung

- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- DiamondClean Bürstenkopf für beste Sonicare Leistung für weiße Zähne

Besonderheiten

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque




Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 7 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen.

Zweifach weißere Zähne



Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

DiamondClean Bürstenkopf




DiamondClean Bürstenköpfe, die Philips Sonicare Bürstenköpfe für optimale Aufhellung, zeichnen sich durch diamantförmige Borsten für eine effektive und dennoch sanfte Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen und Plaque aus. Sie lösen Verfärbungen von Kaffee, Tee, Rotwein, Zigaretten und Tabak in nur einer Woche.

Zweifaches Ladesystem



1) Ladeglas: Setzen Sie Ihre Philips Sonicare elektrische Schallzahnbürste zum Aufladen einfach in das Ladeglas. Sie können das Glas ebenfalls zur Mundspülung nach der Reinigung verwenden. 2) USB-Reiseladeetui: Nehmen Sie Ihre DiamondClean überall hin. Sie können sie über USB an Ihren Laptop anschließen oder an einer Steckdose aufladen.

Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch




Philips Sonicare Zahnbürste mit Sensitive-Putzprogramm: Sanfte, aber dennoch gründliche Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch.

Für weiße Zähne



Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bzw. reduziert Zahnverfärbungen – für ein strahlenderes Lächeln.

4-Quadranten-Timer



Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.

2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.



Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen**

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Anzeige: Beleuchtetes Display

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen**

Artikel enthalten

Handstücke: 1 DiamondClean

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Bürstenköpfe: 2 DiamondClean (Standard)

Ladeglas: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die

Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Weißer Zähne: Zweifach weißere Zähne*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Polnisch: Aufhellen und Polieren Ihrer Zähne

Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

