



Philips Sonicare  
CleanCare+  
Elektrische  
Schallzahnbürste

**1 Putzprogramm**  
1 Bürstenkopf



HX3411/11

Bietet klinisch erwiesen eine gründlichere Reinigung\*

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung\*

Entwickelt für einen idealen Übergang von einer Hand- zur elektrischen Schallzahnbürste.  
Für eine einzigartig gründliche Reinigung und ein glattes Schallzahnbürsten-Gefühl.

**Für eine gute Mundgesundheit**

- Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

**Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse**

- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten
- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine

**Innovative Technologie**

- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

**Optimieren Sie Ihre Zahnpflege**

- Akkulaufzeit
- Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Besonderheiten

### Philips Sonicare-Technologie




Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

### Verabschieden Sie sich von Plaque



Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 3 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste. Die wellenförmigen Borsten passen sich den Konturen Ihrer Zähne an, so können Sie auch schwer erreichbare Stellen gründlich putzen.


### 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist.

Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

### Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

### Akkulaufzeit



Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen

### Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes



Dieser Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf das Handstück aufstecken und abnehmen. Er passt auf die Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke PowerUp mit Akkubetrieb und Essence+/Elite+/CleanCare+.

## Daten

### Design und Materialausführung

- Farbe: Mid-Blue

### Leistung

- Spannung: 110 bis 220 V

### Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 14 Tage
- Batterietyp: NiMH

### Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Benutzerfreundlichkeit

- Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
- Handstück: Ergonomisches Design

### Artikel enthalten

- Ladegerät: 1
- Handstück: 1 CleanCare+
- Bürstenköpfe: 1 C1 SimplyClean (Standard)

### Reinigungsleistung

- Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque\*
- Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

### Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung



Ausstellungsdatum  
2022-05-17

Version: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste