

PHILIPS



Elektrische Schallzahnbürste

1100 Series

Sonicare Schalltechnologie

4-Quadranten-Timer und 2-
Minuten-Timer

Schlankes, ergonomisches Design

14 Tage Akkulaufzeit



HX3641/11

Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Das ergonomische Design macht das Halten und die Verwendung der Zahnbürste einfach
- Akkulaufzeit von 14 Tagen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

Einfacher Übergang zu Sonicare

- Easy-Start erleichtert den Übergang

Schützt Ihr Zahnfleisch

- Sicher und schonend im Gebrauch

Hervorragende Reinigung

- Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung


Besonderheiten

Fortschrittliche Schalltechnologie




Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikroböhlen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

Entfernt 3 x mehr Plaque*



Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.

Sicher und schonend im Gebrauch



Die Sonicare Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu verletzen. Sanfte und dennoch kraftvolle Schallvibrationen sorgen für eine außergewöhnlich saubere und gleichzeitig schonende Reinigung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse



Das schlanke, leichte und ergonomische Design erleichtert das Halten und die Verwendung der Zahnbürste, sodass Sie eine erstaunliche Reinigung ohne jede Belastung erhalten können.

Lange Akkulaufzeit



Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

Easy-Start-Funktion



Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

1100 Series

Elektrische Schallzahnbürste

HX3641/11

Daten

Leistung

Stromspannung: DC5V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage*****

Batterietyp: Lithium-Ionen

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 10.9 cm

Length: 6.3 cm

Net weight: 0.224 kg

Gross weight: 0.304 kg

GTIN: 8710103994121

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Außenkarton

Height: 25.4 cm

Width: 12.5 cm

Length: 20.8 cm

Net weight: 0.672 kg

Gross weight: 1.066 kg

GTIN: 18710103994128

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß mit mintgrüner Ein-/Austaste

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Pallet Layer

Height: 25.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare
Bürstenköpfe

Artikel enthalten

Handstück: Serie 1100

Bürstenkopf: 1 C1 ProResults (Standard)

Ladegerät: 1

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-
Timer

Geschwindigkeit: Bis zu
31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

