

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

EasyClean

1 mode

3 têtes de brosse

HX6511/33



Meilleure élimination de la plaque dentaire

L'action de fluide dynamique exclusif de Philips Sonicare permet d'atteindre efficacement les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.
- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Assure un nettoyage optimal

- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents
- Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides sont projetés entre les dents

Permet un brossage personnalisé

- Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur

Points forts

Technologie Sonique



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée



L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Brossage sûr, tout en douceur



La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les

restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

SmarTimer




Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

Fonction Easystart



Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle



La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire



La technologie Sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Technologie Sonique brevetée



La brosse à dents électrique Philips Sonicare offre une action de nettoyage unique qui permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.



Caractéristiques

Alimentation

Tension: Chargeur multitenion

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Caractéristiques

Batterie rechargeable

Fonction Smartimer: Le minuteur de 2 minutes vous garantit un temps de brossage optimal

Quadpacer: Signal à intervalles de 30 secondes pour changer de quadrant.

Design et finition

Couleur: Blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Le témoin lumineux clignote lorsqu'il est temps de recharger

Manche: Design ergonomique ultracompact

Système de tête de brosse: Têtes de brosse clipsables pour une hygiène parfaite

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 3 ProResults standard

Chargeur de voyage: 1

Housse de transport Deluxe: 1

Performances de brossage

Performances: Plus efficace contre la plaque que les brosses à dents manuelles

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Efficacité blancheur: Atténue les taches provoquées par le thé, le café, etc.

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

