

# PHILIPS

## sonicare



Elektrische  
Schallzahnbürste

ProtectiveClean 4300

Integrierter Drucksensor

1 Putzprogramm

BrushSync Funktion



HX6800/03

## Saubere Zähne. Ganz sanft.

Entfernt bis zu 7x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Sie bis zu 7x mehr Plaque entfernen als mit einer Handzahnbürste

### Für eine gute Mundgesundheit

- Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste
- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnsparungen und Zahnersatz

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Eine tolle Möglichkeit, sich an Ihre neue Zahnbürste zu gewöhnen
- Förderung einer gründlichen Reinigung
- Macht das Reisen einfacher

### Innovative Technologie

- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken

## Besonderheiten

### Verabschieden Sie sich von Plaque



Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste. Mit der speziell gebogenen Aktivspitze kommen Sie außerdem einfacher an die Zähne im hinteren Mundbereich.

### Sicher und sanft




Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

### Die einzig wahre Schalltechnologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

### Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie selbst es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre elektrische Zahnbürste mit Drucksensor schon. Wenn Sie Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch, um Sie daran zu erinnern, weniger Druck auszuüben.

### BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.


### BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen


eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton Sie darauf aufmerksam. So können Sie sicher sein, dass Ihr Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

### Easy-Start-Funktion



Etwas Neues zu beginnen, kann gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

### Hilfreiche Timer



Unser 4-Quadranten-Timer teilt Ihnen mit, wenn Sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann Sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

### Handliches Reisetui und Ladegerät

In unserem hochwertigen Reisetui können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.

# ProtectiveClean 4300

Elektrische Schallzahnbürste

HX6800/03

## Daten

### Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

### Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

### Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz/Grau

### Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

### Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 C2 Optimal zur Plaque-Bekämpfung

Ladegerät: 1

Reiseetui: 1

Handstück: 1 ProtectiveClean

### Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Verringert Kariesbildung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque\*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

### Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

2 Intensitätsstufen: Niedrig, Hoch

### Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

