



Philips Sonicare 2100
Series
Elektrische
Schallzahnbürste

Sonicare Schalltechnologie

4-Quadranten-Timer und 2-
Minuten-Timer
Schlankes, ergonomisches Design
14 Tage Akkulaufzeit



HX3651/12

Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Das ergonomische Design macht das Halten und die Verwendung der Zahnbürste einfach
- Weniger verbrauchen. Mehr wiederverwenden
- Akkulaufzeit von 14 Tagen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

Einfacher Übergang zu Sonicare

- Easy-Start erleichtert den Übergang

Schützt Ihr Zahnfleisch

- Sicher und schonend im Gebrauch

Hervorragende Reinigung

- Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

PHILIPS
sonicare

Elektrische Schallzahnbürste

Sonicare Schalltechnologie 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer, Schlankes, ergonomisches Design, 14 Tage Akkulaufzeit

Besonderheiten


HX3651/12

Fortschrittliche Schalltechnologie



Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

Entfernt 3 x mehr Plaque*



Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Schalltechnologie entfernt nachweislich bis zu 3 x mehr Plaque von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt es gleichzeitig.

Sicher und schonend im Gebrauch



Die Sonicare Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu verletzen. Sanfte und dennoch kraftvolle Schallvibrationen sorgen für eine außergewöhnlich saubere und gleichzeitig schonende Reinigung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse



Das schlanke, leichte und ergonomische Design erleichtert das Halten und die Verwendung der Zahnbürste, sodass Sie eine erstaunliche Reinigung ohne jede Belastung erhalten können.

Lange Akkulaufzeit



Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

Easy-Start-Funktion



Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Auf Wiedersehen Adapter. Hallo USB.



Netzteile mögen klein erscheinen, aber zusammengenommen hat der Kunststoff, aus dem sie bestehen, einen großen Einfluss auf die Umwelt. Allein durch die Umstellung auf ein USB-Ladegerät in unseren Philips Sonicare Serien 1000 bis 4000 können wir bis zu 189.210 kg Kunststoff pro Jahr einsparen. Das ist ganz schön viel, oder?

Elektrische Schallzahnbürste

Sonicare Schalltechnologie 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer, Schlankes, ergonomisches Design, 14 Tage Akkulaufzeit

Daten

Leistung

- Spannung: DC5V

Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage****
- Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

- Farbe: Hellblau

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

- Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

- Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Artikel enthalten

- Handstück: Serie 1 2100
- Ladegerät: 1
- Bürstenkopf: 1 C1 ProResults (Standard)

Reinigungsleistung

- Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque*
- Geschwindigkeit: Bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.
- Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

HX3651/12



Ausstellungsdatum
2021-12-23

Version: 3.0.4

EAN: 08 71010 39854 88

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch

* Individuelle Ergebnisse können variieren

** * Daten sind abrufbar

* **** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm