

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

ProtectiveClean
4300

Integrierter Drucksensor

1 Putzprogramm

BrushSync Funktion

Reiseetui



HX6800/35



Saubere Zähne. Ganz sanft.

Entfernt bis zu 7x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Sie bis zu 7x mehr Plaque entfernen als mit einer Handzahnbürste

Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernen Sie bis zu 7 x mehr Plaque mit unserem InterCare-Bürstenkopf*
- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Förderung einer gründlichen Reinigung
- Macht das Reisen einfacher

Innovative Technologie

- Informiert dich, wenn du zu viel Druck ausübst
- So weißt du immer, wann du die Bürstenköpfe austauschen solltest
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Besonderheiten

Entfernen Sie bis zu 7 x mehr Plaque



Stecken Sie den InterCare-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern. Die extra langen Borsten entfernen Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an schwer erreichbaren Stellen und sorgen so für gesünderes Zahnfleisch.

Überwachen deinen Putzdruck



Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt deine Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das dich daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit deines Zahnfleisches zu verbessern.

Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange du deinen Bürstenkopf bereits verwendest und wie intensiv du putzt. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton dich darauf aufmerksam. So kannst du sicher sein, dass dein Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

Hilfreiche Timer



Du möchtest eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt dir mit, wenn du ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht hast, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann du die empfohlenen zwei Minuten erreicht hast.

BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Handliches Reiseetui und Ladegerät



In unserem hochwertigen Reiseetui können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):

14 Tage**

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz, Pastellrosa

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstück: 2 ProtectiveClean

Bürstenköpfe: 2 i InterCare

Reiseetui: 2

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen, Verringert Kariesbildung

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

2 Intensitätsstufen: Niedrig, Hoch

Intelligente Sensor-Technologie

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

