




Philips Sonicare  
ProtectiveClean 4300  
Elektriline Sonic-hambahari

Sisseehitatud surveandur

1 puhastusrežiim  
1 × BrushSynci funktsioon  
Reisivutlar



HX6809/35

## Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.

Eemaldage tavalise hambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu

Tunnetage oma puhastamise erinevust tänu surveandurile ja eemaldage tavalise hambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu.

### Suu tervishoiu paranemine on tõestatud

- Eemaldab tänu InterCare'i harjapeale\* kuni seitse korda rohkem kattu
- Ohutu ja õrn tundlikes piirkondades; sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

### Designed around you

- Lihtne alustamisprogramm aitab luua enda Philips Sonicare'i rutiini
- Julgustab põhjalikult harjama
- Muudab reisimise lihtsamaks

### Uuenduslik tehnoloogia

- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

**PHILIPS**  
sonicare

## Esiletõstetud tooted

### Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu




Klõpsake külge meie InterCare'i harjapea ja parandage igemete tervist kõigest kahe nädalaga. Eriti pikad harjased aitavad tervemate igemete saamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest ja hammaste vahelt rohkem kattu eemaldada.

### Jälgige oma harjamissurvet



Liiga tugev harjamine võib kahjustada hambaid ja igemeid. Selle vältimiseks pulseerib Philips Sonicare'i ProtectiveClean õrnalt, andes märku survet vähendada.

### Ohutu ja õrn




Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

### Philips Sonicare'i tehnoloogia




Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

### BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSynci tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike piiks. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

### Kasulikud taimerid



Kas vajate taimeriga elektrilist hambaharja? Funktsioon QuadPacer teavitab teid, kui olete iga suu osa piisava aja harjanud, ja funktsioon Smartimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

### BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

### Harjuge uue rutiiniga



Uue harjumuse omaks võtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendage harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

### Käepärane reisivutlar ja laadija



Meie kvaliteetse reisivutlariga saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne laadimisalus tagab liikvel olles laetud aku. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada. Pikematele reisidele soovime kaasa võtta laadija.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värv: Valge ja piparmündiroheline, Valge ja helesinine

## Võimsus

- Pinge: 110-220 V

## Tehnilised andmed

- Aku: Laetav
- Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat
- Aku tüüp: Liitiumioon

## Hooldus

- Garanti: Kaheaastane piiratud garantii

## Kergesti kasutatav

- Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead
- Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta
- Käepide: Peenike, ergonomiline disain
- Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat
- Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

## Kaasasolevad tarvikud

- Reisivutlar: 2
- Laadija: 1
- Harjapead: 2 i Inter-Care
- Käepide: 2 ProtectiveClean

## Puhastusjõudlus

- Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga, Aitab vähendada hambaaukude teket
- Talitlus: Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu\*
- Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis
- Taimer: Quadpacer ja SmarTimer
- Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

## Režiimid

- Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks
- Kaks intensiivsust: Madal, Kõrge

## Nutikate anduritega tehnoloogia

- BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada
- Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

