



Philips DiamondClean
9000
Elektrische
Schallzahnbürste mit App

Vernetztes Putzen leicht gemacht

Integrierter Drucksensor
Smart-Bürstenkopferkennung
4 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen



HX9911/53

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Weißere Zähne nach nur einem Tag*

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design

- Einfaches Aufladen und stilvoller Start

DiamondClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit

- Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch
- Entfernen Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen* in nur 3 Tagen
- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung
- Weniger Verfärbungen für ein helleres, weißeres Lächeln

Passen Sie die DiamondClean 9000 an Ihre Bedürfnisse an

- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Dank persönlichem Fortschrittsbericht auf dem Laufenden bleiben

- Legen Sie sich dauerhaft gesunde Gewohnheiten zu

PHILIPS

Elektrische Schallzahnbürste mit App
Vernetztes Putzen leicht gemacht Integrierter Drucksensor, Smart-Bürstenkopferkennung,
4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen


Besonderheiten

Entfernt bis zu 5 Mal mehr Verfärbungen***



Entfernen Sie Verfärbungen von der Zahnoberfläche, und genießen Sie ein strahlendes Lächeln mit dem W3 Premium White Bürstenkopf. Die dicht gepackten Borsten des Bürstenkopfs wurden speziell für die Fleckentfernung entwickelt. Es ist klinisch erwiesen, dass in nur drei Tagen bis zu 100 % mehr Verfärbungen entfernt werden können.***

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*



Mit dem C3 Premium Plaque Defense Bürstenkopf wissen Sie, dass Sie die bestmögliche Reinigung erhalten. Die weichen, flexiblen Borsten passen sich der Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.

W3 Premium White Bürstenkopf



Stecken Sie den W3 Premium White-Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend


weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen hellt er Ihre Zähne ab dem ersten Tag auf.

C3 Premium zum Plaque-Schutz



Mit dem C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen*.

Fortschrittsbericht



Die DiamondClean 9000 gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die DiamondClean 9000 verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre

HX9911/53

Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

Smart-Bürstenkopferkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den W3 Premium White Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer DiamondClean 9000 synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem White+-Modus für weißere Zähne.

Integrierter Drucksensor



Sie bemerken es vielleicht nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre DiamondClean 9000 schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

Elektrische Schallzahnbürste mit App
Vernetztes Putzen leicht gemacht Integrierter Drucksensor, Smart-Bürstenkopferkennung,
4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen

Daten

Anschlüsse

- Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

- Spannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage***
- Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

- Farbe: Pink

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Kompatibilität

- Android-Kompatibilität: Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets
- iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

Benutzerfreundlichkeit

- Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

Artikel enthalten

- Bürstenköpfe: 1 C3 Premium Plaque Defense
- Reiseetui: USB-Reiseladeetui
- Handstück: 1 DiamondClean 9000
- Charger base: 1

Reinigungsleistung

- Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*
- Weiße Zähne: Hellt Zähne nach 1 Tag auf*
- Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer
- Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
- 3 Intensitätsstufen: Hoch, Niedrig, Mittel
- Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung
- Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne besonders gründlich
- White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Intelligente Sensor-Technologie

- BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck
- BrushSync Technologie: dem intelligenten Bürstenkopf, Verbindet das intelligente Handstück mit



Ausstellungsdatum
2022-05-13

Version: 2.0.3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** im Vergleich zur DiamondClean

* mehr als eine Handzahnbürste

*** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag