




Philips Sonicare AirFloss
Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Mit Nachfüll- und Ladestation
mit ProtectiveClean Zahnbürste
1 Düse
1 Bürstenkopf



HX8272/20

Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

Entfernt Plaque gründlicher als eine Zahnbürste

Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss eine einfache Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an schwer erreichbaren Stellen.

Improves oral health

- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden
- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung
- Reinigt Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Wählen Sie aus 3 Putzprogrammen
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Verbessert Gesundheit des Zahnfleisches um bis zu 100 %*
- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten

Superior technology

- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen


The easiest way to effectively clean between teeth

- So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit
- Mehr Frische und ein tiefenreines Mundgefühl durch Mundwasser

PHILIPS
sonicare

Besonderheiten

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung



AirFloss verwendet feinste Wassertropfen aus Luft und Wasser oder Mundspülung, um bis zu 99 % mehr Plaque aus den Zahnezwischenräumen zu entfernen*

Hilft dabei, Karies zu vermeiden




Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert Sonicare AirFloss Karies zwischen den Zähnen.

Mikrotröpfchen-Technologie



Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnezwischenräume und den Zahnfleischrand.

Machen Sie gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit



Die Reinigung der Zahnezwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnezwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.

Mehr Frische und ein tiefenreines Mundgefühl durch Mundwasser



Befüllen Sie Ihren AirFloss mit Mundwasser für ein ultimativ tiefenreines Mundgefühl und antimikrobielle Reinigung.

Reinigung in 30 Sekunden



Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann


bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.

Drei Putzprogramme



Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen können Sie Ihre Zahnreinigung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Programm "Clean" (Reinigen) ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das Programm "White" (Weiß) ist der ideale Modus für das Entfernen von Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das Programm "Gum Care" (Zahnfleischpflege) bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So können Sie das Zahnfleisch sanft massieren.

BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück. Das intelligente Handstück und der intelligente Bürstenkopf sind eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß und transparentes Grün, Weiß und Mint

Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebszeit: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

- Akkuanzeige: Blinken zeigt einen niedrigen Akku an
- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen
- Akkulaufzeit: Bis zu 2 Wochen, Bis zu 3 Wochen

nach vollständiger Aufladung

Artikel enthalten

- Bürstenköpfe: 1 G2 Optimal Gum Care
- AirFloss Handstück: 1
- Handstück: 1 ProtectiveClean
- AirFloss Düse: 1
- Nachfüll- und Ladestation: 1

Reinigungsleistung

- Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.
- Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes Zahnfleisch
- Autoburst-Funktion: Reinigt den ganzen Mund in 30 Sekunden

Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
- Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch
- Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen



Ausstellungsdatum
2023-01-12

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 36739 34

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste