

# PHILIPS

## sonicare

Elektriline Sonic-  
hambahari

ProtectiveClean  
5100

Sisesehitatud surveandur

Kolm režiimi

1 × BrushSynci funktsioon

Reisivutlar



HX6851/34



## Valgemad hambad. Õrn puhastamine. Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

### Proven to improve oral health

- Ohutu ja õrn tundlikes piirkondades; sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral
- Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

### Disainitud ümbrusega sobivaks

- Julgustab põhjalikult harjama
- Muudab reisimise lihtsamaks
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada

### Innovative technology

- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead

### Optimeerib harjamist

- Valige kolme režiimi vahel


# Esiletõstetud tooted

## Loomulikult valgemad hambad



Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratus saavutamiseks klõpsake külge W2 Optimal White'i harjapea. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

## Kolm režiimi



Selle hambaharjaga saate harjamist vastavalt oma vajadustele kohandada. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. Režiim White sobib ideaalselt pinnaplekkide eemaldamiseks. Ja igemete eest hoolitsemise režiimis Gum Care harjatakse hambaid üks minut väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida.

## Ohutu ja õrn



Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrate, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

## Jälgige oma harjamissurvet



Liiga tugev harjamine võib kahjustada hambaid ja igemeid. Selle vältimiseks pulseerib Philips Sonicare'i ProtectiveClean õrnalt, andes märku survet vähendada.

## BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroniseerib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

## BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSynci tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaja on käes, süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike piiks. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

## Kasulikud taimerid



Kas vajate taimeriga elektrilist hambaharja? Funktsioon QuadPacer teavitab teid, kui olete iga suu osa piisava aja harjanud, ja funktsioon Smartimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

## Philips Sonicare'i tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic tehnoloogia suunab vett hammaste vahele, harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

## Käepärane reisivutlar ja laadija



Meie kvaliteetse reisivutlari saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktna laadimisalus tagab liikvel olles laetud aku. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada. Pikematele reisidele soovime kaasa võtta laadija.

# Spetsifikatsioon

## Võimsus

Pinge: 110–220 V

## Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva\*\*

Aku tüüp: Liitiumioon

## Disain ja viimistlus

Värv: Valge ja mündiroheline, Meresinine

## Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

## Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

## Kaasolevad tarvikud

Reisivutlar: 2

Laadija: 1

Harjapead: 2 W2 Optimal White

Käepide: 2 ProtectiveClean

## Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Aitab vähendada hambaakude teket

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Valgemad hambad: Muudab hambad valgemaks 1 nädalaga

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

## Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

## Nutikate anduritega tehnoloogia

BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

