

PHILIPS

sonicare



Elektrische Schallzahnbürste +
Reiseetui - Rosa

3100 series

Drucksensor

2-Minuten-Timer

Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque

14 Tage Betriebsdauer



HX3673/11

Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Macht das Reisen einfacher
- Akkulaufzeit von 14 Tagen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

Einfacher Übergang zu Sonicare

- Easy-Start erleichtert den Übergang

Schützt Ihr Zahnfleisch

- Der integrierte Drucksensor schützt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch

Hervorragende Reinigung

- Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Besonderheiten

Fortschrittliche Schalltechnologie




Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

Entfernt 3 x mehr Plaque*



Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.

Schützt Ihr Zahnfleisch



Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste

automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

Easy-Start-Funktion



Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Lange Akkulaufzeit



Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

Schlankes Reiseetui



In unserem hochwertigen Reiseetui können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten USB-Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.

3100 series

Elektrische Schallzahnbürste + Reiseetui - Rosa

HX3673/11

Daten

Leistung

Stromspannung: DC5V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):

14 Tage*****

Batterietyp: Lithium-Ionen

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 13.9 cm

Length: 6.3 cm

Net weight: 0.263 kg

Gross weight: 0.362 kg

GTIN: 8710103985655

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Außenkarton

Height: 23.3 cm

Width: 14.7 cm

Length: 19.8 cm

Net weight: 0.789 kg

Gross weight: 1.202 kg

GTIN: 18710103985652

Design und Materialausführung

Farbe: Sugar Rose

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

Pallet Layer

Height: 23.3 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare

Bürstenköpfe

BrushSync Erinnerungsfunktion:

Erinnerungsfunktion, So wissen Sie immer, wann,

Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten,

Erinnerungssymbol leuchtet auf, Stellt jederzeit

optimale Ergebnisse sicher

Artikel enthalten

Handstück: 1 Serie 3100

Reiseetui: 1

Bürstenkopf: 1 C1 ProResults (Standard)

Ladegerät: 1 USB-Ladegerät (Walladapter nicht

enthalten)

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-

Timer

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur

Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem

Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie

immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen

sollten

