

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste (schwarz)

DiamondClean Smart

Personalisiertes Coaching per
App

Automatische
Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme & 3
Intensitäten

3 Bürstenköpfe, Ladeglas &
Reiseetui



HX9903/13



Komplettsystem für eine gesunde Mundhygiene

Unsere beste Zahnbürste mit intelligenter Sensortechnologie

Erfahren Sie ultimative Sauberkeit mit der DiamondClean Smart. Beenden Sie das Rätselraten mit Feedback in Echtzeit und personalisierten Tipps für die erstklassige Pflege von Zähnen und Zahnfleisch sowie für die Zahnaufhellung und einen frischen Atem. Mehr als nur eine Zahnbürste – mit der DiamondClean Smart erhalten Sie eine vollständige Zahnpflegelösung.

Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch* in nur 2 Wochen
- Entfernen Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen** in nur 3 Tagen

Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf
- Wählen Sie aus 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen
- Ladeglas und Reiseetui

Besonderheiten

Verabschieden Sie sich von Plaque



Stecken Sie den C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt*** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Pflege für Ihr Zahnfleisch




Stecken Sie den G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs zu verbessern. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf liefert klinisch erwiesen bis zu 100 % weniger Zahnfleiscentzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*

Weißere Zähne in kürzester Zeit




Stecken Sie den W3 Premium White-Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten zentralen Borsten zur Entfernung von Flecken entfernt dieser Bürstenkopf klinisch erwiesen bis zu 100 % mehr Flecken in nur drei Tagen.**

Erreichen Sie jede Stelle




Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

TouchUp-Funktion




Die TouchUp-Funktion in Ihrer App zeigt Ihnen, ob Sie Stellen beim Bürsten ausgelassen haben. So können Sie diese erneut bürsten und darauf vertrauen, dass Sie jedes Mal eine vollständige Reinigung erzielen.

Fokusbereiche und Zielsetzung



Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Munds und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre DiamondClean Smart wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks. So werden Sie sanft daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Bürstverhalten.

Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Zahnbürste die Arbeit. Wir haben einen Drucksensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Putzbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:
Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage*****
Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones,
Bluetooth 4.0-fähige Tablets
iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7
oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt
Akkustand an
Anzeige: Beleuchtetes Display
Handstück-Kompatibilität: Einfach

aufsteckbare Bürstenköpfe

Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale
Putzprogramm

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet
auf

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 C3 Premium zum Plaque-
Schutz, 1 G3 Premium Gum Care,
1 W3 Premium White
Handstück: 1 DiamondClean Smart
Reiseetui: Premium-Reiseetui
Ladeglas: 1

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*
Geschwindigkeit: Bis zu 62.000
Bürstenkopfbewegungen/Min.
Vorteile für die Gesundheit: Bis zu 7 x
gesünderes Zahnfleisch****
Weißer Zähne: Bis zu 100 % weniger
Flecken*****
Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer
Druck-Feedback: Ring leuchtet violett,
Vibrierendes Handstück zur Warnung des
Benutzers
TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

Programme

3 Intensitätsstufen: Hoch, Mittel, Niedrig
Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
Deep Clean+: Für eine besonders gründliche

Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne
besonders gründlich

White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Smart-Bürstenkopferkennung

C3 Premium zum Plaque-Schutz: Die perfekte
Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die
perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-
Putzprogramm

W3 Premium White Bürstenkopf: Die perfekte
Ergänzung zum "White+"-Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warmmeldungen bei zu starkem
Druck

Positionssensor: Verfolgt und verbessert die
Abdeckung

Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von
Scheuern

3D-Karte Ihres Mundes: Hebt Problembereiche
hervor

TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin

Positionssensor: Führt zu Stellen, die Sie
ausgelassen haben

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende
Softwareaktualisierungen an.



* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine
Handzahnbürste

** im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit einer
führenden Zahnpasta für weiße Zähne

** im Vergleich zur DiamondClean

**** im "Gum Health"-Putzprogramm im Vergleich zu
einer Handzahnbürste nach 2 Wochen

***** nach 3 Tagen im "White+"-Putzprogramm im
Vergleich zu einer Handzahnbürste

***** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils
zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm