

PHILIPS

sonicare

Wiederaufladbare
Zahnbürste

FlexCare Platinum

3 Putzprogramme,
3 Intensitäten

2 Bürstenköpfe

Mit Drucksensor

HX9112/44



Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume

Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen*

Mit neun einzigartigen Putzeinstellungen, einem intuitiven Drucksensor und fortschrittlicher Bürstenkopftechnologie bietet die Philips Sonicare FlexCare Platinum ausgezeichnete Plaque-Entfernung und verbesserte Gesundheit des Zahnfleisches über das herkömmliche Putzen hinaus.

Zähneputzen wie von Experten empfohlen

- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu aggressiv bürsten
- Timer, die eine gründliche Reinigung unterstützen

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Passen Sie die Putzprogramme und die Intensitätseinstellungen an

Ausgezeichnete Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

- Patentierte Schalltechnologie für bessere Mundhygiene
- Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen
- Klinisch erwiesen – verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen
- Neuer InterCare Bürstenkopf für eine bessere Reinigung der Zahnzwischenräume

Auf Ihren Lebensstil abgestimmt

- Lange Akkulebensdauer und Transporttasche
- Handliches Reiseetui und Ladegerät

Besonderheiten

Neun verschiedene Putzeinstellungen



FlexCare Platinum ermöglicht die Auswahl einer von drei Putzprogrammen – Clean (Reinigen), White (Weiß) oder Gum Care (Zahnfleischpflege) – sowie von drei Intensitätseinstellungen – Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch). So erreichen Sie ein Reinigungserlebnis, das perfekt auf Sie abgestimmt ist.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen



Der besondere Gum Care-Modus für gezielte Reinigung hilft, Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündungen zu verringern. Es ist klinisch erwiesen, dass FlexCare Platinum die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen verbessert.

InterCare Bürstenkopftechnologie



Der neue InterCare Bürstenkopf besitzt extra lange Borsten, die tief zwischen die Zähne und entlang des Zahnfleischs reichen. Dank dieser fortschrittlichen Reinigungstechnologie wird Plaque wirksam entfernt, und die Zähne werden gründlich

gereinigt. Wenn es Zeit ist, Ihren Bürstenkopf auszuwechseln, wechselt die Farbe der Borsten von Blau zu Weiß.

Sonicare Schalltechnologie



Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrischen Zahnbürsten bietet Philips Sonicare eine patentierte Schalltechnologie. Durch die einzigartige dynamische Reinigungswirkung von Sonicare wird Flüssigkeit zwischen die Zähne gesprüht, wodurch Plaque zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischs sanft und wirksam entfernt wird.

Reicht bis tief zwischen die Zähne



FlexCare Platinum reicht bis tief zwischen die Zähne, um Plaque wirksam zu entfernen. Es ist klinisch erwiesen, dass mit dieser Technologie 7 Mal mehr Plaque als mit manuellen Zahnbürsten entfernt wird.

Intuitiver Drucksensor




FlexCare Platinum beinhaltet einen einmaligen, intuitiven Drucksensor, der hilft, zu aggressives Bürsten zu verringern. Der Griff vibriert sanft, um Sie wissen zu lassen, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten



In unserer hochwertigen Transporttasche können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, während unser kompaktes Reiseladegerät dazu dient, dass Ihnen unterwegs nicht der Strom ausgeht. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen regelmäßig verwenden, sodass Sie unterwegs dieses frische Gefühl nie wieder vermissen müssen.

4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer



FlexCare Platinum bietet zwei Timer, die gründliches Zähneputzen erleichtern. Der 4-Quadranten-Timer zeigt an, wenn es Zeit ist, zu einem anderen Quadranten des Mundes zu wechseln, während der 2-Minuten-Timer hilft, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von zwei Minuten zu erreichen.

Reiseetui und Ladegerät



Dank eines praktischen Reiseetuis und eines kompakten Ladegeräts ist es ganz leicht, Ihre FlexCare Platinum überallhin mitzunehmen.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen**

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß, Metallfront

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Anzeige: Beleuchtetes Display

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen**

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstücke: 1 FlexCare Platinum

Reiseetui: 1

Bürstenköpfe: 1 InterCare, Standard, 1 Sensitive, Standard

UV-Reinigungsgerät: Nein

Zungenreiniger: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Drucksensor: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

