

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

ProtectiveClean  
4700

Integrierter Drucksensor

2 Putzprogramme

BrushSync Funktion



HX6483/52



## Saubere Zähne. Ganz sanft.

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Sie bis zu 10 x mehr Plaque entfernen als mit einer Handzahnbürste

### Für eine gute Mundgesundheit

- Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque

### Innovative Technologie

- Eine sanfte Erinnerung für mehr Vorsicht
- Patienten holen das Meiste aus ihren Bürstenköpfen heraus
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Clean- und Gum Care-Modus

### Speziell für Ihre Patienten entwickelt

- Eine tolle Möglichkeit, sich an Ihre neue Zahnbürste zu gewöhnen
- Förderung einer gründlichen Reinigung


# Besonderheiten

## Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*




Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

## Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.

## Clean- und Gum Care-Modus



Egal ob Sie sich auf die Plaque-Entfernung oder auf die Pflege und Gesundheit Ihres Zahnfleischs konzentrieren möchten, diese


Bürste verfügt über einen passenden Modus: Der Clean-Modus bietet eine hervorragende Reinigung, während der Gum Care-Modus eine zusätzliche Putzminute mit verringerter Leistung hinzufügt, sodass Sie das Zahnfleisch sanft massieren können.

## BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück – eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

## Intelligente Erinnerungsfunktionen




Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Doch auch daran haben wir gedacht: Unsere intelligente Bürstenerkennung weiß, wie lange Patienten ihren Bürstenkopf schon verwenden und mit wie viel Druck sie putzen. Wenn es Zeit zum Austauschen ist, weist eine Anzeige am Handstück darauf hin. So können sie sicher sein, dass der Bürstenkopf dauerhaft gute Ergebnisse liefert.

## Easy-Start-Funktion



Etwas Neues zu beginnen, kann gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

## Hilfreiche Timer



Unser 4-Quadranten-Timer teilt Patienten mit, wenn sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

## Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß-mint

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

## Artikel enthalten

**Reiseetui:** Feste Reisetasche

**Ladegerät:** 1

**Bürstenköpfe:** 1 C3 Premium zum Plaque-

Schutz, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White (kompakt)

**Handstück:** 1 ProtectiveClean

## Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Verringert Kariesbildung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Leistung:** Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

