

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

ProtectiveClean  
4500

Integrierter Drucksensor

2 Putzprogramme

BrushSync Funktion



HX6888/88



Gesünderes Zahnfleisch. Sanft lautet die Devise.  
Ihr Zahnfleisch wird bis zu 100 % gesünder als mit  
Handzahnbürsten.

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor,  
während Ihr Zahnfleisch bis zu 100 % gesünder wird als mit herkömmlichen  
Handzahnbürsten.

#### **Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse**

- Förderung einer gründlichen Reinigung

#### **Innovative Technologie**

- Eine sanfte Erinnerung für mehr Vorsicht
- Patienten holen das Meiste aus ihren Bürstenköpfen heraus
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

#### **Verbessert die Mundgesundheit Ihrer Patienten**

- Füllungen, Kronen oder empfindliche Bereiche? Keine Sorge.

#### **Optimieren Sie Ihre Zahnpflege**

- Clean- und Gum Care-Modus

#### **Speziell für Ihre Patienten entwickelt**

- Genau das Richtige für Patienten für unterwegs


# Besonderheiten

## Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Der i InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte hochwertige Borsten, um Plaque in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Zudem verringert er nachweislich Zahnfleischbluten und Entzündungen in nur zwei Wochen.

## Clean- und Gum Care-Modus



Egal ob Sie sich auf die Plaque-Entfernung oder auf die Pflege und Gesundheit Ihres Zahnfleisches konzentrieren möchten, diese Bürste verfügt über einen passenden Modus: Der Clean-Modus bietet eine hervorragende Reinigung, während der Gum Care-Modus eine zusätzliche Putzminute mit verringerter Leistung hinzufügt, sodass Sie das Zahnfleisch sanft massieren können.

## Sicher und sanft




Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

## Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.

## BrushSync Technologie




Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück – eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

## Intelligente Erinnerungsfunktionen



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Doch auch daran haben wir gedacht: Unsere intelligente Bürstenerkennung weiß, wie lange Patienten ihren Bürstenkopf schon verwenden und mit wie viel Druck sie putzen. Wenn es Zeit zum Austauschen ist, weist eine Anzeige am Handstück darauf hin. So können sie sicher sein, dass der Bürstenkopf dauerhaft gute Ergebnisse liefert.

## Hilfreiche Timer



Sie möchten eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt Ihnen mit, wenn Sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann Sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß und mittelblau

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Reiseetui:** 1

**Handstück:** 1 ProtectiveClean

**Bürstenköpfe:** 1 i InterCare Standard,

1 ic InterCare kompakt

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Vorteile für die Gesundheit:** Verringert

Kariesbildung

**Leistung:** Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque\*

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

