

PHILIPS



Elektrische
Schallzahnbürste mit App

ExpertClean 7500

Vernetztes Putzen leicht gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen



HX9631/16

Alles, was Sie für eine hervorragende Mundgesundheit benötigen

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque

Gute Putzgewohnheiten zu wahren, ist schwierig. ExpertClean begleitet Sie zwischen den Zahnarztkontrollen. Mit den integrierten intelligenten Sensoren wissen Sie, wann Sie den Druck anpassen müssen, und nutzen den Fortschrittsbericht der App, um sich an Ihre Putzroutine zu halten.

Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design

- Einfaches Aufladen und stilvoller Start
- Macht das Reisen einfacher

ExpertClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit

- Gründlichste Reinigung bei gleichzeitigem Schutz Ihres empfindlichen Zahnfleisches
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch* in nur 2 Wochen
- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung
- Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch

Lassen Sie ExpertClean sich an Ihre Anforderungen anpassen


- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus

Bleiben Sie mit personalisierter Anleitung auf dem Laufenden

- Anleitung zur Einführung und Aufrechterhaltung gesunder Gewohnheiten


Besonderheiten

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*



Mit dem C3 Premium Plaque Defense Bürstenkopf wissen Sie, dass Sie die bestmögliche Reinigung erhalten. Die weichen, flexiblen Borsten passen sich der Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.

Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch*




Konzentrieren Sie sich mit dem G3 Premium Gum Care Bürstenkopf auf die Verbesserung Ihrer Zahnfleischgesundheit. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen auf optimale Weise dafür, Zahnfleischerkrankungen in diesem Bereich vorzubeugen. Nutzer dieses Bürstenkopfs haben bis zu 100 % weniger Zahnfleiscentzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*

C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung




Mit dem Premium-Bürstenkopf zur Plaque-Bekämpfung putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen*.

G3 Premium Gum Care Bürstenkopf



Der G3 Premium Gum Care Bürstenkopf wurde zur Verbesserung Ihrer Zahnfleischgesundheit entwickelt. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo häufig Zahnfleisчерkrankungen beginnen.

Fortschrittsbericht



Ihre ExpertClean gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren verfolgen und messen das


Putzverhalten der Patienten, während das Philips Sonicare ExpertClean Handstück sofortiges Feedback liefert. Im Laufe der Zeit speichert und analysiert die Sonicare App diese Gewohnheiten und erstellt einen Fortschrittsbericht, um eine bessere Putztechnik zu fördern.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die ExpertClean verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und der "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

Integrierter Drucksensor



Vielleicht bemerken Sie selbst es nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre ExpertClean schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück dieser intelligenten Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weniger Druck auszuüben und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

Besonderheiten

Smart-Bürstenkopferkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den G3 Premium Gum Care Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer ExpertClean synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem "Gum Health"-Putzprogramm, um Ihr Zahnfleisch gesund und sauber zu halten.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

Langlebiger Akku



Ihre elektrische Zahnbürste von Philips hält bei regelmäßiger Anwendung mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Wochen.

Macht das Reisen einfacher



In unserem hochwertigen Reiseetui können Sie Ihre elektrische Zahnbürste der Philips Serie 7900 hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden – das Ladegerät ermöglicht Ihnen längere Reisen.

ExpertClean 7500

Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9631/16

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage***

Batterie: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets

iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstück: 1 ExpertClean

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Bürstenköpfe: 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*

Vorteile für die Gesundheit: Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch*

Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Clean: Für eine ausgezeichnete tägliche Reinigung

Deep Clean+: Bietet Ihnen eine besonders gründliche Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Sorgt für eine sanfte, aber effektive Reinigung entlang des Zahnfleischrandes

White+: Zum Entfernen von Verfärbungen

Smart-Bürstenkopferkennung

C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung: Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

G3 Premium Gum Care: Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

BrushSync Technologie: Verbindet das intelligente Handstück mit, dem intelligenten Bürstenkopf

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

