

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

HealthyWhite

3 Putzprogramme

1 Bürstenkopf

HX6721/35



## Weißere, gesündere Zähne

### Die ultimative Zahnbürste für weißere Zähne

Jeder liebt ein strahlend weißes Lächeln. Bringen Sie das natürliche Weiß Ihrer Zähne zum Strahlen. Mit der Clean- & White-Einstellung entfernt die elektrische Sonicare HealthyWhite Zahnbürste erwiesenermaßen einen Großteil der täglichen Verfärbungen in gerade einmal zwei Wochen.

#### Für eine gute Mundgesundheit

- Nachweislich sicher und sanft
- Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

#### Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.
- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen

#### Hervorragende Reinigung

- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

#### Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Easy-Start-Funktion zum Kennenlernen des Sonicare Erlebnisses
- Clean- und White-Putzprogramme: Entfernen nachweislich Verfärbungen
- Clean-Putzprogramm: Zweiminütiger Standardmodus
- Sensitive-Putzprogramm: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

# Besonderheiten

## Natürlich weiße Zähne



Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

## Clean-Putzprogramm

Für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung. Sorgt für bleibende Ergebnisse nach einer Zahnaufhellung.

## Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch



Philips Sonicare Zahnbürste mit Sensitive-Putzprogramm: Sanfte, aber dennoch gründliche Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch.

## Clean- und White-Putzprogramme



Mit dem zweiminütigen Clean-Putzprogramm und der zusätzlichen White-Einstellung (30 Sekunden) können Sie speziell die sichtbaren Schneidezähne gründlich reinigen. Dadurch reduzieren Sie alltägliche

Verfärbungen, z. B. durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Ihre Zähne werden so in nur 2 Wochen um 2 Stufen weißer.\*

## 4-Quadranten-Timer



Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.

## Sonicare Schalltechnologie



Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

## Angewinkelter Bürstenkopf



Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

## 2-Minuten-Timer




Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

## Sicher und sanft



Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnsparungen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnsparungen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

## Easy-Start-Funktion



Langsame Erhöhung der Putzintensität über die ersten 14 Anwendungen zum Kennenlernen des Putzerlebnisses mit der elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste



# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 3 Wochen\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Lavendel

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Reinigungsdauer:** Bis zu 3 Wochen\*\*

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Handstücke:** 1 HealthyWhite

**Reiseetui:** 1

**Bürstenköpfe:** 1 DiamondClean, Standard

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

**Bürstenkopfbewegungen/Min.**

**Vorteile für die Gesundheit:** Für gesünderes

Zahnfleisch

**Leistung:** Entfernt bis zu 90 % an Verfärbungen\*

**Weißer Zähne:** Hellt Zähne um bis zu 2 Nuancen auf

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Sensitive:** Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

**Clean & White:** 2 Min. Clean + 30 Sek. White

