

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

DailyClean 3100

1 Putzprogramm

1 Bürstenkopf

HX6221/21



## Entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque\*

\* im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Bietet hervorragende Plaque-Entfernung auf Knopfdruck

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten

### Hervorragende Reinigung

- Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste
- Bessere Plaque-Entfernung zur Reduzierung von Karies

### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Angewinkelter Bürstenkopf, um die hinteren Backenzähne besser erreichen zu können

## Besonderheiten

### Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque



Die patentierte Sonicare Schalltechnologie entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

### Verringert Kariesbildung

Ermöglicht eine gründlichere Plaque-Entfernung und macht die hinteren Backenzähne leichter erreichbar; zweimal tägliches Zähneputzen mit der elektrischen Philips Sonicare 3100 Zahnbürste kann dabei helfen, Karies zu verringern


### Die einzig wahre Schalltechnologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit

ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

### Besseres Erreichen der Backenzähne



Diese Zahnbürste zum Entfernen von Plaque verfügt über einen schlanken, angewinkelten Bürstenkopf, der einen besseren Zugang zu den hinteren Zähnen und schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.

### 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes

lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

### Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

# DailyClean 3100

Elektrische Schallzahnbürste

HX6221/21

## Daten

### Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

### Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: NiMH

### Design und Materialausführung

Farbe: Grau

### Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Benutzerfreundlichkeit

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

### Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Bürstenköpfe: 1 C1 ProResults (Standard)

Handstück: 1 DailyClean 3100

### Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Verringert

Kariesbildung

Leistung: Bis zu 2 Mal mehr Plaque-Entfernung\*

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

### Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

