

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean Smart
9400

Personalisiertes Coaching

Intelligente
Bürstenkopfsensoren

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen

HX9917/88



Komplettpflege für eine gesunde Mundhygiene Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart 9400 ist unsere beste Zahnbürste für eine umfassende Mundpflege. Mit den Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere SmartSensor Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

Für eine gute Mundgesundheit

- All-in-One-Bürstenkopf für umfassende Pflege

Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf
- Wählen Sie aus 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen
- Leicht und elegant aufladen – zuhause und unterwegs

Besonderheiten

Premium All-in-One-Bürstenkopf




Genießen Sie eine Reinigung ohne Kompromisse mit dem A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf. Unser bester Bürstenkopf verfügt über angewinkelte Borsten, um bis zu 20 x mehr Plaque selbst an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen*. Dreieckige Spitzen entfernen bis zu 100 % mehr Verfärbungen in weniger als zwei Tagen***. Längere Borsten reinigen Ihr Zahnfleisch gründlich, sodass Sie in nur zwei Wochen ein um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch haben**. Und das alles, ohne die Bürstenköpfe wechseln zu müssen.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen




Mit DiamondClean Smart erhalten Sie das volle Programm. Unsere 3 Intensitätsstufen steigern Ihre Reinigungsleistung, und unsere 4 Putzprogramme decken all Ihre Zahnpflegeanforderungen ab. Das "Clean"-Putzprogramm bietet Ihnen eine herausragende tägliche Reinigung, das "White+"-Putzprogramm entfernt Flecken, im "Deep Clean+"-Putzprogramm erreichen Sie eine belebende gründliche Reinigung und das "Gum Health"-Putzprogramm reinigt sanft entlang des Zahnfleischrands.

Erreichen Sie jede Stelle




Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

TouchUp-Funktion




Die TouchUp-Funktion in Ihrer App zeigt Ihnen, ob Sie Stellen beim Bürsten ausgelassen haben. So können Sie diese erneut bürsten und darauf vertrauen, dass Sie jedes Mal eine vollständige Reinigung erzielen.

Intelligente Erinnerungsfunktionen




Bürstenköpfe nutzen sich im Laufe der Zeit ab und entfernen daher Plaque weniger effektiv. Unsere Smart-Bürstenkopferkennung erinnert Sie rechtzeitig daran, Ihren Bürstenkopf zu ersetzen. Ihre Zahnbürste zeichnet auf, wie lange und mit wie viel Druck Sie mit jedem Bürstenkopf geputzt haben, und gibt Ihnen Bescheid, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden sollte. Sie können die Lebensdauer Ihrer Bürstenköpfe auch in der Philips Sonicare App verfolgen und sogar Ersatz bestellen, damit Ihnen die Bürstenköpfe nie ausgehen.

Fokusbereiche und Zielsetzung



Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre DiamondClean Smart wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks. So werden Sie sanft daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Bürstverhalten.

Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Zahnbürste die Arbeit. Wir haben einen Drucksensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Putzbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:
Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage***
Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android OS 8.0 oder
höher
iOS-Kompatibilität: iPhones mit iOS 13.0 oder
höher

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach
aufsteckbare Bürstenköpfe
Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt

Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale
Putzprogramm

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet
auf

Artikel enthalten

Reiseetui: USB-Reiseladeetui
Bürstenköpfe: 1 All-in-1 Premium Bürstenkopf,
1 G3 Premium Gum Care
Handstück: 1 DiamondClean Smart
Ladeglas: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000
Bürstenkopfbewegungen/Min.
Leistung: Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque*
Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer
Druck-Feedback: Ring leuchtet violett,
Vibrierendes Handstück zur Warnung des
Benutzers
TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch
Deep Clean+: Für eine besonders gründliche
Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Für eine sanfte, aber
effektive Reinigung entlang des
Zahnfleischrandes
White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Smart-Bürstenkopferkennung

G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die
perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-
Putzprogramm
All-in-One Premium: Die perfekte Ergänzung
zum "Clean"-Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem
Druck
Positionssensor: Verfolgt und verbessert die
Abdeckung
Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von
Scheuern
3D-Karte Ihres Mundes: Hebt Problembereiche
hervor
TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende
Softwareaktualisierungen an.

