

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

ProtectiveClean
5100

Integrierter Drucksensor

3 Putzprogramme

BrushSync Funktion

Reiseetui



HX6851/34



Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüre den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während deine Zähne in nur einer Woche weißer werden.

Für eine gute Mundgesundheit

- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung
- Macht das Reisen einfacher
- So weißt du immer, wann du die Bürstenköpfe austauschen solltest

Innovative Technologie

- Informiert dich, wenn du zu viel Druck ausübst
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Wähle aus 3 Putzprogrammen


Besonderheiten

Natürlich weiße Zähne



Stecke den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf deine Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Drei Putzprogramme



Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen kannst du deine Zahnreinigung an deine Bedürfnisse anpassen. Das Programm "Clean" (Reinigen) ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das Programm "White" (Weiß) ist der ideale Modus für das Entfernen von Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das Programm "Gum Care" (Zahnfleischpflege) bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So kannst du das Zahnfleisch sanft massieren.

Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen,

Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit deines Zahnfleisches zu verbessern.

Überwachen deinen Putzdruck



Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt deine Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das dich daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

BrushSync Technologie




Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück – eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange du deinen Bürstenkopf bereits verwendest und wie intensiv du putzt. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton dich darauf aufmerksam. So kannst du sicher sein, dass dein Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

Hilfreiche Timer



Du möchtest eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt dir mit, wenn du ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht hast, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann du die empfohlenen zwei Minuten erreicht hast.

Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Handliches Reiseetui und Ladegerät



In unserem hochwertigen Reiseetui kannst du deine Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht dir auch unterwegs nie der Strom aus. Du kannst die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage**

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und Mint, marineblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück-Kompatibilität: Einfach
aufsteckbare Bürstenköpfe

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Bürstenköpfe: 2 W2 Optimal White

Handstück: 2 ProtectiveClean

Reiseetui: 2

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verringert
Kariesbildung

Weißer Zähne: Hellt Zähne in 1 Woche auf

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-
Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur
Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem
Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe
austauschen sollten

