

Schallzahnbürste

ProtectiveClean 5100

Integrierter Drucksensor

3 Putzprogramme

BrushSync Funktion

Reiseetui



HX6851/34

Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüre den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während deine Zähne in nur einer Woche weißer werden.

Für eine gute Mundgesundheit

- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung
- Macht das Reisen einfacher
- So weißt du immer, wann du die Bürstenköpfe austauschen solltest

Innovative Technologie

- Informiert dich, wenn du zu viel Druck ausübst
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

• Wähle aus 3 Putzprogrammen

Besonderheiten

Natürlich weiße Zähne



Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Drei Putzprogramme



Dank dieser Zahnbürste mit drei
Putzprogrammen kannst du deine
Zahnreinigung an deine Bedürfnisse anpassen.
Das Programm "Clean" (Reinigen) ist der
Standardmodus für eine hervorragende
Reinigung. Das Programm "White" (Weiß) ist der
ideale Modus für das Entfernen von
Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das
Programm "Gum Care" (Zahnfleischpflege) bietet

eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So kannst du das Zahnfleisch sanft massieren.

Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit deines Zahnfleisches zu verbessern.

Überwachen deinen Putzdruck



Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt deine Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das dich daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange du deinen Bürstenkopf bereits verwendest und wie intensiv du putzt. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton dich darauf aufmerksam. So kannst du sicher sein, dass dein Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

Besonderheiten

Hilfreiche Timer



Du möchtest eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt dir mit, wenn du ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht hast, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann du die empfohlenen zwei Minuten erreicht hast.

Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Handliches Reiseetui und Ladegerät



In unserem hochwertigen Reiseetui kannst du deine Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht dir auch unterwegs nie der Strom aus. Du kannst die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage** Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und Mint, marineblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Artikel enthalten

Handstück: 2 ProtectiveClean Ladegerät: 1

Bürstenköpfe: 2 W2 Optimal White

Reiseetui: 2

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min. Vorteile für die Gesundheit: Verringert Kariesbildung

Weiße Zähne: Hellt Zähne in 1 Woche auf

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

paten können ohne EAN: 87

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum 2024-12-06 Version: 8.8.1

EAN: 87 10103 86334 2

www.philips.com



^{*} Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush

^{* *} basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag