

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

ProtectiveClean  
5100

Integrierter Drucksensor

3 Putzprogramme

BrushSync Funktion



HX6857/52



## Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernen Sie bis zu 7 x mehr Plaque mit unserem InterCare-Bürstenkopf\*
- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

### Innovative Technologie

- Informiert Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Wählen Sie aus 3 Putzprogrammen

# Besonderheiten

## Natürlich weiße Zähne




Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

## Entfernen Sie bis zu 7 x mehr Plaque



Stecken Sie den InterCare-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern. Die extra langen Borsten entfernen Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an schwer erreichbaren Stellen und sorgen so für gesünderes Zahnfleisch.

## Drei Putzprogramme



Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen können Sie Ihre Zahnreinigung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Programm "Clean" (Reinigen) ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das Programm "White" (Weiß) ist der ideale Modus für das Entfernen von

Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das Programm "Gum Care" (Zahnfleischpflege) bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So können Sie das Zahnfleisch sanft massieren.

## Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspannen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleischs zu verbessern.

## Überwachen Sie Ihren Putzdruck



Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt Ihre Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das Sie daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

## BrushSync Technologie




Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

## BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton Sie darauf aufmerksam. So können Sie sicher sein, dass Ihr Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

## Hilfreiche Timer



Sie möchten eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt Ihnen mit, wenn Sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann Sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

## Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß und Mint

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

## Artikel enthalten

**Bürstenköpfe:** 2 W2 Optimal White Standard, 1 i InterCare Standard

**Ladegerät:** 1

**Handstück:** 1 ProtectiveClean

## Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Verringert Kariesbildung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Leistung:** Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque\*

**Weißer Zähne:** Hellt Zähne in 1 Woche auf

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

