




Philips Sonicare AirFloss
Interdentaire -
rechargeable

contient 1 canule



HX8211/02

Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour AirFloss.

Élimine la plaque dentaire là où la brosse ne passe pas

Pour ceux qui ne font pas de nettoyages interdentaires réguliers, AirFloss est une solution facile pour nettoyer les espaces interdentaires. AirFloss peut être utilisé avec du bain de bouche ou de l'eau. Sa technologie exclusive qui allie air et micro-gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès.

Améliore la santé bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Élimine plus de plaque dentaire entre les dents
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

Achieve a 30-second clean

- Nettoie la totalité de votre bouche en seulement 30 secondes
- Positionnez l'appareil. Appuyez sur le bouton. C'est propre !

Easy to use

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Manche ergonomique confortable
- La pointe de guidage assure un bon positionnement


Helps build a healthy habit

- Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

PHILIPS
sonicare


Points forts

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes



AirFloss utilise une technologie exclusive d'air et de micro-gouttelettes pour envoyer un bref jet d'air et d'eau ou de bain de bouche entre vos dents. Le bouton pour activer est aussi simple qu'un clic de souris.

Pour débiter facilement



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.


Nettoyage en 30 secondes



Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour

libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé qu'AirFloss permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Réservoir facile à remplir



Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le réservoir du manche, positionnez la pointe de guidage, et appuyez sur le bouton. Le réservoir peut contenir suffisamment de liquide pour deux utilisations.

Pointe de guidage




La pointe de guidage et la canule fine et inclinée permettent un positionnement facile. Faites simplement glisser la pointe sur les dents, le long du sillon gingival, jusqu'à ce qu'elle rencontre un espace interdentaire.

Aide à réduire les caries



En éliminant en douceur la plaque dentaire que le brossage n'a pas pu enlever, l'appareil Philips Sonicare AirFloss empêche que des caries ne se forment entre vos dents.

Élimine plus de plaque dentaire



Élimine plus de plaque dentaire entre les dents

Poignée ergonomique

Conçu pour être facile à manœuvrer dans les petits espaces, AirFloss est doté d'un manche ergonomique confortable et antidérapant.

Caractéristiques

Alimentation

- Tension: Chargeur multitension

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Durée de fonctionnement: Remplacez la canule tous les 6 mois
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design

- Couleur(s): Blanc avec touches de vert

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: Clignote pour indiquer que la batterie est faible

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 3 semaines avec une charge complète
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Accessoires inclus

- Chargeur: 1 chargeur multitension
- Manche AirFloss: 1
- Canule AirFloss: 1
- Porte-canule: 1

Performances de brossage

- Performances: Élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*
- Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Canules: À remplacer tous les 6 mois pour des résultats optimaux
- Fonctionnalité Auto-burst: Toute la bouche nettoyée en 30 secondes



Date de publication
2024-06-13

Version: 5.0.2

EAN: 87 10103 62329 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* par rapport à un brossage manuel seul