PHILIPS



Brosse à dents électrique

DailyClean 1100

1 mode

1 tête de brosse



HX3412/06



Excellent nettoyage cliniquement prouvé*

Élimine en douceur les taches, pour des dents naturellement plus blanches

Conçue pour faciliter la transition du brossage manuel à électrique. Vous aurez l'impression de ne jamais vous être brossé les dents auparavant.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

• Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

Technologie innovante

• La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

Optimisez votre brossage

- Autonomie de la batterie
- Système de tête de brosse clipsable

Points forts

La seule véritable technologie sonique



La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Élimine la plaque dentaire en douceur



Cette tête de brosse Philips Sonicare S Sensitive est dotée de brins ultra-doux, pour un nettoyage efficace tout en douceur. Les brins profilés s'adaptent à la forme de votre dentition afin de respecter les dents et les gencives ultra-sensibles.

Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Autonomie de la batterie



Jusqu'à 14 jours d'autonomie entre deux charges.

Système de tête de brosse clipsable



Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible avec les manches de brosse à dents Philips Sonicare PowerUp Battery et Essence+/Elite+/CleanCare+.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 14 jours

Type de batterie: NiMh

Design et finition

Couleur: Rose

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser Manche: Ergonomique

Accessoires inclus

Manche: 1 DailyClean 1100

Têtes de brosse: 1 S Sensitive standard

Chargeur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication 2024-09-03 Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 89453 7

www.philips.com

