



Philips Sonicare AirFloss  
Micro-jet Interdentaire

contient 1 canule



HX8211/02

Élimine la plaque là où votre brosse ne passe pas.

Élimine la plaque dentaire là où la brosse ne passe pas

Pour ceux qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire, AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires. Sa technologie exclusive d'air et microgouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones inaccessibles pour une brosse à dents. AirFloss se dote aujourd'hui de la nouvelle technologie Auto-burst permettant de nettoyer la bouche en 30s grâce à un jet envoyé toutes les secondes.

#### Améliore la santé bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Élimine plus de plaque dentaire entre les dents

#### Achieve a 30-second clean

- Nettoie la totalité de votre bouche en seulement 30 secondes
- Positionnez l'appareil. Appuyez sur le bouton. C'est propre !

#### Easy to use

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Manche ergonomique confortable
- La pointe de guidage assure un bon positionnement

#### Helps build a healthy habit

- Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Points forts

### Technologie qui allie air et micro-gouttelettes



AirFloss utilise une technologie exclusive d'air et de micro-gouttelettes pour envoyer un bref jet d'air et d'eau ou de bain de bouche entre vos dents. Le bouton pour activer est aussi simple qu'un clic de souris.

### Pour débiter facilement



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.

### Nettoyage en 30 secondes



Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogeant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.

### Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé qu'AirFloss permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines.

### Réservoir facile à remplir




Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le réservoir du manche, positionnez la pointe de guidage, et appuyez sur le bouton. Le réservoir peut contenir suffisamment de liquide pour deux utilisations.

### Pointe de guidage



La pointe de guidage et la canule fine et inclinée permettent un positionnement facile. Faites simplement glisser la pointe sur les dents, le long du sillon gingival, jusqu'à ce qu'elle rencontre un espace interdentaire.

### Élimine plus de plaque dentaire



Élimine plus de plaque dentaire entre les dents

### Poignée ergonomique

Conçu pour être facile à manœuvrer dans les petits espaces, AirFloss est doté d'un manche ergonomique confortable et antidérapant.

# Caractéristiques

## Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

## Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Durée de fonctionnement: Remplacez la canule tous les 6 mois
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

## Design

- Couleur(s): Blanc avec touches de vert

## Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

- Indicateur d'autonomie: Clignote pour indiquer que la batterie est faible
- Manche: Design ergonomique ultracompact

- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement
- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 3 semaines avec une charge complète

## Accessoires inclus

- Chargeur: 1 chargeur multitenion
- Manche AirFloss: 1
- Canule AirFloss: 1
- Porte-canule: 1

## Performances de brossage

- Performances: Élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*
- Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Canules: À remplacer tous les 6 mois pour des résultats optimaux
- Fonctionnalité Auto-burst: Toute la bouche nettoyée en 30 secondes



Date de publication  
2023-12-05

Version: 5.0.2

EAN: 87 10103 62328 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* par rapport à un brossage manuel seul