

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique

EasyClean

1 mode

1 tête de brosse

HX6511/07



## Gencives plus saines en 2 semaines\* \*d'utilisation régulière

La transition depuis une brosse à dents manuelle devient un jeu d'enfant

L'action de nettoyage dynamique exclusif de la brosse à dents électrique Philips Sonicare nettoie efficacement les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle
- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes
- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Aide à prévenir les problèmes de gingivite et de récession gingivale

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

### Optimisez votre brossage

- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare


## Points forts

### Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle




La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.

### Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

### Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

### La seule véritable technologie sonore




La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

### Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

### Des gencives plus saines



Permet de réduire la gingivite jusqu'à 100 % plus efficacement qu'une brosse à dents manuelle.

## Caractéristiques

### Alimentation

Tension: 110-220 V

### Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

### Design et finition

Couleur: Vert glacier

### Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

### Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

### Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 Sensitive standard

Manche: 1 EasyClean

Chargeur: 1

### Performances de brossage

Bénéfices santé: Aide à prévenir les problèmes de gingivite

Minuteur: Quadpacer et Smartimer

### Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

