

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents électrique
et 60 têtes de brosse

Kit d'essai ProtectiveClean
4700

Capteur de pression intégré

2 modes, 3 intensités

1 fonction BrushSync™



HX6481/50



Des gencives plus saines, en douceur.

Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.

Kit d'essai patients comprenant une brosse à dents ProtectiveClean 4700, 30 têtes de brosse Premium Gum Care (G3) et 30 têtes de brosse Premium Plaque défense (C3). Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*
- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes
- Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Encourage un brossage soigneux
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Technologie innovante

- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

Optimisez votre brossage

- Deux modes, trois niveaux d'intensité


Points forts

Améliore la santé des gencives



Les brins de haute qualité densément implantés procurent un brossage en douceur qui élimine la plaque dentaire le long des gencives, afin d'améliorer la santé des gencives jusqu'à 100 % plus efficacement qu'une brosse à dents manuelle, tandis que l'extrémité est spécialement conçue pour vous permettre d'atteindre facilement les dents du fond.

Un brossage personnalisé



Cette brosse à dents vous permet de personnaliser votre brossage grâce à un choix entre deux modes et trois intensités. Le mode Clean est le mode standard pour un nettoyage impeccable. Le mode Gum Care ajoute une minute à puissance réduite au brossage, pour un massage en douceur des gencives. L'ordre des trois intensités, de maximum à minimum, peut être modifié de gauche à droite.

Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils

orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

La seule véritable technologie sonore



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Surveillez votre pression de brossage




Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

Technologie BrushSync™




Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

Minuteurs pratiques



Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

Des dents naturellement plus blanches



Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc et menthe

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 ProtectiveClean

Têtes de brosse: 30 G3 Premium Gum Care, 30 C3 Premium Plaque Defense

Chargeur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines, Aide à réduire les caries

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents en une semaine

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Fort, Faible, Moyen

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

