

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico connesso all'app

FlexCare Platinum
Connected

Coaching personalizzato

Sensori intelligenti della testina

3 modalità, 3 intensità

2 testine



HX9192/01



Pulizia intelligente. Risultati di qualità superiore.
Rimuove fino a 10 volte più placca per gengive più sane*

FlexCare Platinum Connected rende l'igiene orale sicura. I sensori inviano i dati della tuo spazzolamento all'app Philips Sonicare attraverso la tecnologia wireless Bluetooth®, mentre l'app offre feedback in tempo reale e coaching personalizzato per una pulizia orale completa.

Monitora la pulizia dei denti con una guida in tempo reale

- Ti avverte quando stai spazzolando con troppa forza
- Ti aiuta a ridurre lo sfregamento
- Monitora e migliora la copertura

L'app Sonicare offre un feedback personalizzato

- Un'altra opportunità per pulire i punti che tralasci con TouchUp
- Sii consapevole dell'efficacia della testina
- Prenditi maggiore cura delle zone problematiche
- L'aiuto di cui hai bisogno per una pulizia più precisa

La pulizia più profonda e completa di Philips Sonicare

- Una pulizia dei denti personalizzata
- Contorni di denti e gengive per una pulizia più profonda
- Progettato per adattarsi al tuo stile di vita
- Azione di pulizia dinamica per una migliore igiene orale
- Il timer favorisce una pulizia accurata

In evidenza

Sensore di localizzazione



Il sensore di posizione FlexCare Platinum Connected individua i punti in cui la pulizia è carente per garantire una migliore copertura. Se tralasci sempre alcuni punti durante la pulizia, il sensore di posizione e di posizione te lo dirà.

Sensore di pressione




Potresti non accorgerti di stare esercitando troppa pressione, ma lo spazzolino FlexCare Platinum Connected se ne accorrerà. Se applichi una pressione eccessiva, il sensore intuitivo della pressione farà pulsare lievemente il manico dello spazzolino. In questo modo saprai esattamente quando esercitare meno pressione. Negli studi effettuati, 7 pazienti su 10 che spazzolavano troppo energicamente hanno ridotto la pressione esercitata proprio grazie al sensore di pressione.

Sensore di spazzolamento




Con lo spazzolino elettrico non sei tu che ti muovi, ma la tua spazzola. FlexCare Platinum Connected ha un sensore di sfregamento che ti aiuta a ridurre lo sfregamento migliorando la tecnica e garantendo una pulizia più delicata.

Touch Up




Se ti capita di tralasciare dei punti mentre spazzoli, l'app Philips Sonicare monitora la tua copertura dandoti la possibilità di effettuare una seconda passata. TouchUp ti offre un aiuto personalizzato in base ai dati raccolti, permettendoti di agire immediatamente su eventuali zone trascurate e ottenere così una pulizia più completa.

Coaching personalizzato



FlexCare Platinum Connected ti consente di impostare obiettivi quotidiani e monitorare i tuoi progressi. L'app Sonicare mantiene una cronologia aggiornata dei tuoi dati sull'uso dello spazzolino, consentendoti di consultare facilmente le tue prestazioni. Grazie alla guida personalizzata, ai consigli e agli avvisi, la tua tecnica di pulizia migliorerà nel tempo. E inoltre potrai condividere lo stato dei tuoi progressi con il dentista.

Zone problematiche



Se il vostro dentista identifica punti specifici che hanno bisogno di più attenzione a causa di accumulo della placca, arretramento delle gengive o altri problemi, FlexCare Platinum Connected può aiutarti. Puoi evidenziare

queste zone nella mappa personalizzata della tua bocca all'interno dell'app Sonicare, in modo da ricordarti di prestare loro la maggiore cura di cui hanno bisogno, ogni volta che ti lavi i denti.

Monitoraggio delle prestazioni della testina



Nel corso dei mesi di un normale utilizzo, le testine gradualmente si usano e perdono la loro rigidità. L'app Sonicare include un sistema di monitoraggio delle prestazioni della testina per verificarne l'efficacia in base all'effettivo tempo di lavaggio e pressione. Indica quindi quando è il momento di sostituire la testina dello spazzolino in modo che tu possa continuare a ottenere i migliori risultati. Puoi anche ordinare le testine di ricambio direttamente all'interno dell'app.

Tre modalità, tre intensità



Con tre impostazioni di intensità e tre modalità di pulizia, FlexCare Platinum Connected offre un comfort ottimale con una pulizia davvero profonda. Utilizza la modalità Clean per una pulizia quotidiana eccellente, o la modalità White per eliminare le macchie. Se devi prestare particolare attenzione ai punti problematici, la modalità Deep Clean garantisce risultati eccellenti. Imposta un'intensità bassa, media o alta in base alle tue preferenze. Impostare il livello di intensità alto per risultati ottimali.

Specifiche

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: White

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con sistema operativo iOS7

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Display: Display illuminato

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Accessori inclusi

Testine: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Caricabatterie: 1

Manici: 1 FlexCarePlatinum Connected

Custodia da viaggio: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Sensore di pressione: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Effetto denti più bianchi: Aiuta a rimuovere in modo naturale le macchie

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Modalità

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean: Per una pulizia profonda

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

