



Philips Sonicare
DiamondClean
Sonische, elektrische
tandenborstel

5 poetsstanden

2 opzetborstels
Oplaadglas
USB-reisoplader



HX9362/67

Wittere en gezondere tanden voor altijd

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

De bijzonder elegante Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Sonicare.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*
- Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*
- Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel
- Veilige en zachte mondhygiëne
- Kies uit 5 poetsstanden, waaronder Deep Clean en Sensitive

Ontworpen voor u

- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen
- Opladreisetui met USB-oplader en oplaadglas

Superieure reiniging

- Gebogen hals voor het poetsen van lastig te bereiken plekken
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

PHILIPS

sonicare

Kenmerken

Tot 2 x wittere tanden



Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*

Tandplak behoort tot het verleden



Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.


Zorg voor uw tandvlees



Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2


weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.

5 poetsstanden om op uw manier te poetsen



Met DiamondClean krijgt u elke dag een verfrissend schoon gevoel. Onze 5 poetsstanden voorzien in al uw behoeften: Clean-stand - voor een uitzonderlijke, dagelijkse reiniging, Gum Care - om uw tandvlees voorzichtig te masseren, Deep Clean - voor intensieve, diepgaande reiniging, Sensitive - voor zachte en toch effectieve reiniging van gevoelig tandvlees, en White - de ideale poetsstand om vlekken op het tandoppervlak mee te verwijderen.


Quadpacer en Smartimer



Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en

onze SmarTimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.

Bereik die lastige plekken



De unieke vorm van het handvat van uw DiamondClean-tandenborstel in combinatie met onze opzetborstels betekent dat zelfs moeilijke plekken zoals de achterste tanden grondig worden gereinigd.

Philips Sonicare-technologie



Krachtige, sonische trillingen veranderen uw tandpasta in bubbels die tandplak verwijderen, en diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand gaan dankzij 62.000 milde, maar effectieve poetsbewegingen. U krijgt een maand aan handmatig tandenpoetsen in slechts 2 minuten.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Roze

Vermogen

- Spanning: 100-240 V, 50-60 Hz

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Maximaal 3 weken**
- Batterijtype: Lithium-ion

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan
- Handvat: Slang, ergonomisch design
- Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
- Display: Verlicht display
- Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Meegeleverde artikelen

- Handvat: 1 DiamondClean
- Reisetui: USB-reisoplader
- Opzetborstels: 1 DiamondClean-compactborstel, 1 DiamondClean-standaardborstel
- Opladglas: 1

Reinigingsprestaties

- Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
- Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken
- Prestaties: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
- Timer: Quadpacer en SmarTimer
- Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo wit*

Poetsstanden

- Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
- Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken
- Gum Care: Zachte massage van het tandvlees
- Pools: Maak uw tanden lichter en polijst ze
- Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees



Publicatiedatum
2022-05-21

Versie: 1.0.3

EAN: 08 71010 36922 32

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand