

ソニッケアー ダイヤモ ンドクリーン スマート

DiamondClean Smart

最適なオーラルケアをリアルタイム でガイド

ブラシヘッド交換時期お知らせ機 能

ブラシヘッド認識機能

5つのモード、3段階の強さ設定



HX9924/05

ソニッケアー史上最高*1のブラッシング体験をあなたに!

より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。4種類の高性能ブラシヘッドがお口の健康をサポートします。

お口の健康を推進

- 歯垢をしっかり除去
- 歯ぐきをケア
- 自然な白い歯へ
- 舌磨きブラシヘッド

ソニッケアーアプリと連動し、最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド

- 磨き方をサポート
- 仕上げ磨き機能
- 問題がある箇所に注目、目標を設定
- 過圧防止センサー機能
- ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

ブラッシングを最適化

- ブラシヘッド認識機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 5 つのモードと 3 段階の強さ設定

特長

歯垢をしっかり除去



高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンプラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に。*5 届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます。*2

歯ぐきをケア



歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。 丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

自然な白い歯へ



歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手に入れるには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。

舌磨きブラシヘッド




200 個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。/画像はイメージです

磨き方をサポート



位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

仕上げ磨き機能



磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き 残しを確認できます。

問題がある箇所に注目、目標を設定



アプリの 3D 口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎると お知らせする機能です。ライトリングが紫色に点 滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さを ゆるめてブラッシングしてください。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ



ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

特長

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイク ロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハ シ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部 ンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレ ベルを自動で設定(モード・強さはお好みで変更 可能)

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラ にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換 のタイミングをお知らせします(RFID内蔵ブラシ ヘッドを使用した場合)。

5 つのモード、3 段階の強さ設定



ダイヤモンドクリーンスマートは5つのブラッシ ングモードを搭載。クリーン(基本のブラッシン グモード)、ホワイトプラス(ステインを落とし

磨き上げる)、ガムヘルス(歯垢を落とし、歯ぐ きにやさしい刺激を)、ディープクリーンプラス (心地よい振動で歯垢をしっかり除去)、舌磨き (きれいな息が長続き) の5つのモードが、さま ざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッ シングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選 びいただけます。

収納に配慮した設計



外出先でも USB 充電トラベルケースにハンドルを 入れ、ノート PC に接続し充電できます。ご自宅 で充電する場合は、洗練されたデザインの充電グ ラスにブラシを置くだけです。洗面所にもスタイ リッシュにマッチし、口をすすぐグラスとしても使 用できます。

ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート

仕様

コネクティビティー

Bluetooth®*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz(海外でも使用可能)

仕様

使用時間: 14 日間****** バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオン充電池

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0 以降搭載機種) *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。, (Bluetooth 4.0 以降搭載機種)

iOS***: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降)

使いやすさ

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラ シヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

充電表示ランプ: ランプで充電池残量を表示 ブラシヘッド自動認識: ○ *RFID内蔵ブラシヘッド を使用した場合

交換お知らせ機能: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1 本 ブラシヘッド: C3 プレミアムクリーン 1 本, G3 プ レミアムガムケア 1 本, W3 プレミアムホワイト 1 本, 舌磨きブラシヘッド 1 本

充電器用グラス: 1

トラベルケース: USB 充電トラベルケース

洗浄性能

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分 タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー 過圧防止センサー機能: 紫色のライトリングが点 灯, ハンドルが振動してお知らせ

仕上げ磨き:〇

モード

クリーン: 歯をキレイに

3段階の強さ設定:強,中,弱

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしなが

ら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激

舌磨き: きれいな息が長続き

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択 プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモー ドを自動選択

プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択

舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導 3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト

仕上げ磨き: 磨き残しに対処

位置センサー: 磨き残し部分にガイド

- *1モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較
 *2プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/
- 「2フレミアムクリーンフラシヘッド使用時/手磨きと比べ/ Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
- *3電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します
- *4米国での調査。代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用。ホワイトプラスモード使用時
- *5 ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比べた場合
- * 6 Bluetooth ® のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、 Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。*7 クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

株式会社フィリップス・ジャパン © 2025 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-06 バージョン: 3.3.1

EAN: 87 10103 80209 9