

# PHILIPS

## sonicare

Série 2 pour le  
contrôle de la plaque

1 mode

1 tête de brosse

HX6211/05



## Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque\*

\* par rapport à une brosse à dents manuelle

Déloge la plaque de façon impeccable à l'aide d'un simple bouton.

### **Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste**

- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux
- La fonction SmartTimer vous aide à respecter le temps de brossage recommandé

### **Permet un brossage personnalisé**

- Le programme EasyStart vous aide à vous adapter à l'utilisation d'une brosse à dents électrique

### **Procure un nettoyage optimal, visible et perceptible**

- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Un nettoyage plus efficace des zones difficiles d'accès qu'avec une brosse à dents manuelle
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

### **Recommandé par les professionnels dentaires du monde entier**

- Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries
- Peut être utilisée sur les appareils orthodontiques, les couronnes et les facettes

# Caractéristiques

## Aide à réduire les caries



Permet une meilleure élimination de la plaque dentaire et un meilleur accès aux dents du fond ; en vous brossant tous les jours les dents deux fois par jour avec cette brosse à dents, vous aurez moins de caries

## Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire



Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, pour des dents plus propres

## Technologie Sonique



Notre technologie sonique offre un nettoyage dynamique exclusif qui envoie le liquide entre les dents et le long du sillon gingival, pour un nettoyage approfondi tout en douceur.

## Brossage sûr, tout en douceur




Le mouvement doux de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est sans danger pour les soins dentaires, comme les appareils orthodontiques, les implants et les facettes. Vous pouvez donc l'utiliser sans problème.

## Un meilleur accès aux dents du fond




Cette brosse à dents élimine la plaque dentaire. Elle est dotée d'une fine tête de brosse inclinée qui permet d'atteindre plus facilement les dents du fond et les endroits difficiles d'accès.

## Plus efficace sur les zones difficiles d'accès




La tête de brosse inclinée et fine et le manche ergonomique de cette brosse à dents permettent de nettoyer plus facilement les zones difficiles d'accès qu'avec une brosse à dents manuelle.

## EasyStart




La fonction EasyStart ajuste graduellement le niveau de puissance de la brosse à dents au cours des 14 premières utilisations pour vous habituer à l'expérience Philips Sonicare et faciliter la transition entre les deux types de brosses à dents.

## SmartTimer



Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est dotée d'une fonction spéciale SmartTimer pour vous aider à respecter le temps de brossage de deux minutes recommandé par les dentistes.

## Quadpacer



Dotée d'un minuteur Quadpacer à intervalles favorisant un brossage rigoureux et complet. La brosse à dents émet un signal sonore toutes les 30 secondes pour indiquer qu'il est temps de passer à une autre zone de la dentition.

# Spécifications

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: NiMH

## Design et finition

Couleur: Rose pastel

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

## Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 ProResults Plaque Defense

Chargeur: 1

Manches: Séries 1 et 2 pour le contrôle de la plaque

Housse de voyage: 1

## Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Performances: Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire\*

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

## Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

