

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

ExpertClean 4700

Czujnik siły nacisku

2 tryby, 3 poziomy
intensywności

1 funkcja BrushSync
z dezynfektorem



HX6483/53



Czystsze zęby. Delikatne działanie.

Usuń nawet 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykłą szczoteczką

Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie dzięki czujnikowi nacisku. Usuniesz nawet dziesięciokrotnie więcej kamienia nazębnego niż ręczną szczoteczką do zębów.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Zwiększona powierzchnia kontaktu w celu eliminacji płytki nazębnej

Innowacyjna technologia

- Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu
- Pacjenci w pełni wykorzystają możliwości główek szczoteczki
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Zoptymalizuj czyszczenie

- Program czyszczenia i ochrony dziąseł

Designed around your patient

- Doskonały sposób na przyzwyczajanie się do nowej szczoteczki
- Zachęta do dokładnego mycia zębów

Dezynfekator UV pomaga zabić zarazki na główkach szczoteczek

- Reflektor rozprowadza światło dezynfekujące na główce szczoteczki

Zalety

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*




Główka szczoteczki C3 Premium Plaque Control zapewnia głębokie czyszczenie. Dzięki miękkim elementom bocznym włosie dopasowuje się do kształtu każdego zęba, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami**. Pozwala także usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*.

Zbyt duży nacisk?



Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Program czyszczenia i ochrony dziąseł



Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu kamienia czy zadbaniu o zdrowie dziąseł, ta szczoteczka ma program dostosowany do Twoich potrzeb: program czyszczenia umożliwia doskonale czyszczenie zębów, a


program ochrony dziąseł to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.

Technologia BrushSync




Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.

Inteligentne przypomnienia o wymianie



Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Zadbaliśmy jednak i o to: technologia inteligentnego rozpoznawania szczoteczki rejestruje, jak długo pacjenci używają główki szczoteczki i jak mocno szczotkują. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mają pewność, że główka szczoteczki jest ciągle maksymalnie skuteczna.

Program łatwego startu



Czasem przyzwyczajanie się do czegoś nowego wymaga czasu. Dlatego nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego,

delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użycí nowej szczoteczki.

Przydatne zegary



QuadPacer informuje pacjentów, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmartTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Światło dezynfekujące



Reflektor dezynfektora UV rozprowadza światło dezynfekujące na całej powierzchni główki szczoteczki, zapewniając optymalne rezultaty.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Białe-miętowy

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Końcówki szczoteczki: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 mała W2c Optimal White

Rączka: 1 ProtectiveClean

Stacja dezynfekująca UV: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczyć powstawanie ubytków

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmartTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki. Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

