

PHILIPS

sonicare

2 szczoteczki
soniczne

FlexCare+

5 programów

3 końcówki szczoteczki

Stacja dezynfekująca UV

HX6972/34



Kompleksowa ochrona dziąseł

Szczoteczka do delikatnego czyszczenia zębów i dziąseł

Szczoteczka elektryczna FlexCare+ łączy w sobie naszą technologię soniczną i 5 programów czyszczenia zębów — to doskonały sposób na pełną ochronę dziąseł. Wystarczy 2 tygodnie użytkowania, aby poprawić zdrowie swoich dziąseł.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Potwierdzone klinicznie bezpieczeństwo i delikatność
- Naturalnie bielsze zęby dzięki opatentowanej technologii sonicznej
- Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Guides you to follow dental recommendations

- 2-minutowy zegar motywuje do szczotkowania zębów przez zalecany czas
- Zegar okresowy QuadPacer zachęca do dokładnego mycia każdej części jamy ustnej

Doskonałe czyszczenie

- Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby
- Wygięta szyjka końcówki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów
- Stacja dezynfekująca UV — czystsza szczoteczka, zdrowsze zęby

Offers a customized brushing experience

- Program łatwego startu pomaga przyzwyczaić się do korzystania ze szczoteczki Sonicare
- Pięć programów, które umożliwiają skuteczniejsze czyszczenie

Zalety

Technologia soniczna



Wyjątkowa, dynamiczna praca szczoteczki sonicznej Philips Sonicare pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Wygięta szyjka końcówki szczoteczki



Specjalnie wygięta szyjka końcówki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów i usuwanie płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc.

Stacja dezynfekująca UV

Uniwersalne urządzenie do dezynfekcji, ładowania i przechowywania. Stacja dezynfekująca UV pomaga usuwać bakterie z główki szczoteczki. Zabija do 99% bakterii i wirusów*.

Naturalnie bielsze zęby



Dowodzono, że dynamiczny sposób czyszczenia, jaki zapewnia ta szczoteczka, a także bezpośredni kontakt z większą


powierzchnią każdego zęba usuwa codzienne przebarwienia, aby zęby były naturalnie bielsze.

Bezpieczeństwo i delikatność



Philips Sonicare to delikatna szczoteczka elektryczna do aparatów nazębnych (główki szczoteczki zużywają się szybciej podczas stosowania z aparatem nazębnym). Jest też bezpieczna do stosowania po zabiegach dentystycznych (wypełnienie, korony, licówki) i w przypadku kieszonek dziąsłowych.

Poprawa zdrowia dziąseł




Szczoteczka soniczna Philips Sonicare zapewnia optymalne czyszczenie między zębami i wzdłuż linii dziąseł, poprawiając zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie.

SmarterTimer




Wbudowany w szczoteczkę soniczną Philips Sonicare 2-minutowy automatyczny zegar ułatwia przestrzeganie zalecanego przez lekarzy czasu szczotkowania zębów.

QuadPacer



Zegar odmierzający 30-sekundowe okresy informuje o tym, że zakończono mycie jednej części jamy ustnej i sygnalizuje konieczność rozpoczęcia mycia następnej, dzięki czemu cała jama ustna jest dokładniej wyczyszczona.

Program łatwego startu



Delikatnie zwiększa moc w ciągu pierwszych 14 szczotkowań, aby użytkownik mógł oswoić się ze sposobem działania elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare.

Pięć programów czyszczenia zębów



Wspomniane programy obejmują: Clean, który zapewnia doskonałe czyszczenie w 2 minuty, program Sensitive, który zapewnia łagodne oraz dokładne czyszczenie dziąseł, program Refresh, który umożliwia szybkie 1-minutowe poprawki, program Massage, który stymuluje dziąsła, oraz program Gum Care, który pomaga poprawić zdrowie dziąseł.



Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały z błękitnym

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja, Gumowana rączka szczoteczki pozwala na łatwy i pewny uchwyt

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączki: 2 FlexCare+

Końcówki szczoteczki: 2 ProResults — standardowe, 1 ProResults — mała

Etui podróżne: 2

Stacja dezynfekująca UV

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących

na minutę

Wydajność: Usuwa do 83% płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach

Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym usuwaniu przebarwień

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i SmartTimer

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Masaż: Pobudzający masaż

Odświeżanie: Program 1-minutowy do szybkiego czyszczenia

Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie zębów i dziąseł

