

PHILIPS

sonicare

Bielsze zęby,
zdrowsze dziąsła

ProtectiveClean
4500

2 programy czyszczenia

Intensywność: wysoka, niska

Czujnik siły nacisku oraz inne
funkcje!



HX6888/90



Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

2 programy czyszczenia (clean, white), 2 poziomy intensywności (niski, wysoki), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Innowacyjna technologia

- Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu
- Pacjenci w pełni wykorzystują możliwości główek szczoteczki
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki

Improves patients' oral health

- Wypełnienia, korony, wrażliwe miejsca? Nie ma się czym martwić.

Zoptymalizuj czyszczenie

- Program czyszczenia i wybielania

Designed around your patient

- Doskonały sposób na przyzwyczajanie się do nowej szczoteczki
- Zachęta do dokładnego mycia zębów


Zalety

Naturalnie bielsze zęby



Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Program czyszczenia i wybielenia



Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu płytki nazębnej czy na dodatkowym polerowaniu zębów, mamy dla Ciebie rozwiązanie: program czyszczenia umożliwia doskonale czyszczenie zębów, a program wybielenia jest idealny do usuwania przebarwień.

Bezpieczeństwo i delikatność



Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Zbyt duży nacisk?




Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatnie.

Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.


Inteligentne przypomnienia o wymianie



Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Zadbaliśmy jednak i o to: technologia inteligentnego rozpoznawania szczoteczki rejestruje, jak długo pacjenci używają główki szczoteczki i jak mocno szczotkują. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę,

zaświeci się wskaźnik na rączce. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mają pewność, że główka szczoteczki jest ciągle maksymalnie skuteczna.

Przydatne zegary




QuadPacer informuje pacjentów, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmartTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Program łatwego startu



Czasem przyzwyczajenie się do czegoś nowego wymaga czasu. Dlatego nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyci nowej szczoteczki.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biało-niebieski

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączka: 1 ProtectiveClean

Końcówki szczoteczki: 1 mała W2c Optimal White

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Usuwanie przebarwień: Wybielanie zębów po 1 tygodniu

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki

na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

2 poziomy intensywności: Niski, Wysoki

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

