

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

DiamondClean

5 programów

2 główki szczoteczki

Szklanka do ładowania

Ładowarka podróżna USB

HX9382/04



Poczuj różnicę od pierwszego użycia

Szczoteczka Sonicare zapewniająca najlepszy efekt wybielenia zębów

Najlepsze wybielenie Sonicare zamknięte w naszej najbardziej eleganckiej elektrycznej szczoteczce do zębów Philips Sonicare. Wybierz Sonicare.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bielszy uśmiech po 1 tygodniu stosowania główki DiamondClean*
- Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie*
- Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów
- 5 programów do wyboru, w tym polerowanie i delikatne czyszczenie
- Bezpieczne i delikatne działanie pozwalające zadbać o jamę ustną

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Program łatwego startu przyzwyczajają do korzystania ze szczoteczki Philips Sonicare
- Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty
- Etui podróżne ze złączem USB i szklanka do ładowania

Doskonałe czyszczenie

- Wygięta szyjka ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach
- Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie


Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej




Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.

Nawet 2 razy bielsze zęby



Nałóż główkę szczoteczki Optimal White, aby delikatnie i skutecznie usuwać przebarwienia. Gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie w kształcie diamentu ciężko pracuje, aby Twój uśmiech był 2 razy bielszy już po 7 dniach.*

Zadbaj o dziąsła



Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką DiamondClean dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach*. Usuając do 7 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki*, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

5 programów pozwala dostosować czyszczenie do swoich potrzeb



Szczoteczka DiamondClean zapewnia odświeżające czyszczenie każdego dnia. 5 programów zaspokoi wszystkie potrzeby w zakresie szczotkowania. Program czyszczenia — wyjątkowa czystość każdego dnia; ochrona dziąseł — delikatny masaż dziąseł; polerowanie — jaśniejsze zęby; delikatne czyszczenie — łagodne i skuteczne czyszczenie wrażliwych dziąseł; wybielanie — idealny tryb do usuwania przebarwień.

Zaprojektowano z myślą o przechowywaniu




Luksusowe etui podróżne ze złączem USB ma również funkcję ładowania, więc nie zabraknie Ci zasilania w podróży. Umieść szczoteczkę w etui i podłącz do laptopa lub gniazdka elektrycznego. W zestawie również uchwyt na główkę szczoteczki zapewniający dodatkową higienę podczas podróży. Z kolei jeśli chodzi o ładowanie w domu, nasza smukła szklanka do ładowania będzie pasować do Twojej łazienki, a ponadto można jej także użyć do płukania po zakończeniu szczotkowania. Wystarczy umieścić szczoteczkę w szklance. Pojedyncze pełne naładowanie pozwala regularnie korzystać z urządzenia przez dwa tygodnie.

Technologia Philips Sonicare




Wibracje soniczne przekształcają pastę do zębów i ślinę w mikrobąbelki oraz kierują je głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. W tym samym czasie zęby są poddawane 62 tys. delikatnych, a jednocześnie efektywnych ruchów szczotkujących. 2 minuty takiego szczotkowania odpowiadają miesięcznemu korzystaniu ze zwykłej szczoteczki.

QuadPacer i SmartTimer



Dokładne umycie zębów zajmuje zaledwie 2 minuty. Quadpacer informuje, kiedy upływa optymalny czas przeznaczony na szczotkowanie każdej z części jamy ustnej. Z kolei SmartTimer sygnalizuje upływanie łącznego czasu. Razem pomagają w szczotkowaniu zębów przez zalecany czas — za każdym razem.

Dotrzyj do trudno dostępnych miejsc



Wyjątkowy kształt rączki szczoteczki DiamondClean w połączeniu z naszymi główkami daje pewność, że nawet trudno dostępne zęby tylne są dokładnie czyszczone.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Ceramiczna biel

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona

informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Elementy zestawu

Rączka: 1 DiamondClean

Końcówki szczoteczki: 1 DiamondClean — standardowa, 1 DiamondClean — mała

Etui podróżne: Ładowarka podróżna USB

Szklanka do ładowania: 1

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Usuwanie przebarwień: Wybiela zęby 2 razy lepiej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i SmartTimer

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

polSKI: Jaśniejsze i gładsze zęby

Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie zębów i dziąseł

