

PHILIPS

sonicare

Bielsze zęby,
zdrowsze dziąsła

ProtectiveClean
4500

2 programy czyszczenia

Jeden poziom intensywności

Czujnik siły nacisku oraz inne
funkcje!



HX6888/89



Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.

Nawet o 100% lepszy stan dziąseł niż przy zwykłej szczoteczce.

2 programy czyszczenia (clean, white), 1 poziomy intensywności (wysoki - standardowy), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Zachęta do dokładnego mycia zębów

Innovative technology

- Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu
- Pacjenci w pełni wykorzystają możliwości główek szczoteczki
- Łączy rączkę z główką szczoteczki
- Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Improves patients' oral health

- Wypełnienia, korony, wrażliwe miejsca? Nie ma się czym martwić.

Optimize your brushing

- Program czyszczenia i ochrony dziąseł

Designed around your patient

- Doskonały sposób na przyzwyczajanie się do nowej szczoteczki


Zalety

Poprawa zdrowia dziąseł



Główka szczoteczki i InterCare jest wyposażona w bardzo długie włosie o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie dwa tygodnie.

Program czyszczenia i ochrony dziąseł



Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu kamienia czy zadbaniu o zdrowie dziąseł, ta szczoteczka ma program dostosowany do Twoich potrzeb: program czyszczenia umożliwi doskonale czyszczenie zębów, a program ochrony dziąseł to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.

Bezpieczeństwo i delikatność




Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Zbyt duży nacisk?



Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Technologia BrushSync




Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje główkę szczoteczki z rączką. Rączka i główka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.

Inteligentne przypomnienia o wymianie



Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Zadbaliśmy jednak i o to: technologia inteligentnego rozpoznawania szczoteczki rejestruje, jak długo pacjenci używają główki szczoteczki i jak mocno szczotkują. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mają pewność, że główka szczoteczki jest ciągle maksymalnie skuteczna.

Przydatne zegary



Marzy Ci się elektryczna szczoteczka do zębów z odliczaniem czasu? Nasza szczoteczka QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmartTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Program łatwego startu



Czasem przyzwyczajenie się do czegoś nowego wymaga czasu. Dlatego nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyc nowej szczoteczki.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biało-niebieski

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączka: 1 ProtectiveClean

Końcówka: 1 ic InterCare — mała

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i SmartTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

