

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

For Kids

2 poziomy intensywności

1 końcówka (dla dzieci 7+)

8 kolorowych naklejek

HX6311/07



Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania

Elektryczna szczoteczka do zębów dla dzieci

Philips Sonicare For Kids to elektryczna szczoteczka dla dzieci w wieku od 7 lat, która zapewnia najskuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej. Jest wyposażona w technologię soniczną, specjalne naklejki, które można spersonalizować, a także narzędzia edukacyjne, dzięki którym poprawne szczotkowanie zębów stanie się przyjemnym nawykiem na całe życie.

Doskonałe czyszczenie

- Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby
- Usuwa więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów dla dzieci

Kształcenie właściwych nawyków w zakresie szczotkowania zębów

- KidTimer pomaga wydłużyć czas czyszczenia zębów
- 2 przyjazne dzieciom poziomy intensywności umożliwiają delikatne, skuteczne czyszczenie
- 2 rozmiary końcówek (mała – dla dzieci 3+; standardowa – dla dzieci 7+)
- Wygodna konstrukcja dla rodziców i dzieci
- Produkt wybierany przez dentystów dla ich własnych dzieci
- Antypoślizgowy uchwyt
- Atrakcyjne, wymienne naklejki K3 umożliwiają personalizację

Bezpieczeństwo dla dziecięcych zębów

- Gumowe wykończenie końcówki zaprojektowano z myślą o ochronie dziecięcych zębów

Zalety

Końcówki dostosowane do wieku dziecka



Do elektrycznej szczoteczki do zębów Philips Sonicare dołączane są główki szczoteczki w dwóch rozmiarach. Zostały one specjalnie zaprojektowane, aby delikatnie czyścić i chronić zęby na różnych etapach rozwoju dziecka.

KidTimer



Aby w naturalny sposób pomóc dzieciom nabrać właściwych nawyków, elektryczna szczoteczka powoli zwiększa czas szczotkowania przez okres 90 dni aż do osiągnięcia zalecanych przez dentystów 2 minut.

Poziomy intensywności



Dzięki dwóm przyjaznym dzieciom trybom intensywności szczoteczka wspomaga prawidłowe mycie zębów w każdym wieku: wolniejszy tryb jest przeznaczony dla młodszych dzieci, a szybszy dla dzieci starszych.

Naklejki



Pozwalają dzieciom nadać szczoteczkom unikalny wygląd.

Maksymalna skuteczność usuwania płytki nazębnej



Szczoteczka Philips Sonicare For Kids usuwa nawet o 75% więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka*

Wygodna konstrukcja




Ergonomiczna konstrukcja pomaga dzieciom samodzielnie szczotkować zęby

Technologia soniczna



Wyjątkowe, dynamiczne działanie delikatnie i skutecznie dociera głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Produkt wybierany przez dentystów



91% dentystów posiadających dzieci wybiera dla nich szczoteczki soniczne Philips Sonicare For Kids**

Gumowe wykończenie końcówki



Gumowe wykończenie końcówki zaprojektowano z myślą o ochronie dziecięcych zębów

Antypoślizgowy uchwyt



Solidny uchwyt umożliwia przechowywanie szczoteczki w pozycji pionowej, a także nakładanie pasty po położeniu szczoteczki.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 100–240 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Aqua

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja, Gumowana rączka szczoteczki pozwala na łatwy i pewny uchwyt

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączki: 1 Sonicare for Kids

Końcówki szczoteczki: 1 Sonicare for Kids — standardowa (7+)

Naklejki: 8 naklejek na rączkę szczoteczki, 2 dodatkowe naklejki

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Buduje zdrowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących

na minutę

Wydajność: O 75% większa skuteczność*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Szczoteczka odmierzy 2 minuty zalecane przez dentystów, a co 30 sekund zawibruje, przypominając o przejściu do kolejnej ćwiartki

Tryby

Poziomy intensywności: 2

Pomoc w zakresie oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania: Firma Philips zapewnia stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.



* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

* Dociera w trudno dostępne miejsca

** Szczoteczka soniczna Philips Sonicare według badania przeprowadzonego wśród amerykańskich lekarzy dentystów posiadających dzieci w wieku 4–10 lat

*** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie