



Philips Sonicare EasyClean
Szczoteczka soniczna

1 program
3 główki szczoteczki

HX6511/33



Lepsze usuwanie płytki nazębnej

Wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare delikatnie i skutecznie dociera głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Potwierdzone klinicznie bezpieczeństwo i delikatność
- Szczoteczka Philips Sonicare pomaga osiągnąć efekt wybielenia zębów

Pomaga w przestrzeganiu zaleceń dentystycznych

- Zegar okresowy Quadpacer zachęca do dokładnego mycia każdej części jamy ustnej
- 2-minutowy zegar motywuje do szczotkowania zębów przez zalecany czas

Doskonałe czyszczenie

- Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby
- Wygięta szyjka główki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów
- Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka
- Dynamiczny sposób czyszczenia kieruje płyny do przestrzeni międzyzębowych

Spersonalizowane sposoby czyszczenia

- Program łatwego startu pomaga przyzwycząć się do korzystania ze szczoteczki Sonicare



PHILIPS
sonicare

Zalety

Technologia soniczna



Wyjątkowa, dynamiczna praca szczoteczki sonicznej Philips Sonicare pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Wygięta szyjka główki szczoteczki



Specjalnie wygięta szyjka główki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów i usuwanie płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc.

Bezpieczeństwo i delikatność



Philips Sonicare to delikatna szczoteczka elektryczna do aparatów nazębnych (główki szczoteczki zużywają się szybciej podczas stosowania z aparatem nazębnym). Jest też bezpieczna do stosowania po zabiegach dentystycznych (wypełnienie, korony, licówki) i w przypadku kieszonek dziąsłowych.

SmarterTimer




Wbudowany w szczoteczkę soniczną Philips Sonicare 2-minutowy automatyczny zegar ułatwia przestrzeganie zalecanego przez lekarzy czasu szczotkowania zębów.

Quadpacer



Zegar odmierzający 30-sekundowe okresy informuje o tym, że zakończono mycie jednej części jamy ustnej i sygnalizuje konieczność rozpoczęcia mycia następnej, dzięki czemu cała jama ustna jest dokładniej wyczyszczona.

Program łatwego startu



Delikatnie zwiększa moc w ciągu pierwszych 14 szczotkowań, aby użytkownik mógł oswoić się ze sposobem działania elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare.

Pomaga osiągnąć efekt wybielenia zębów



Elektryczna szczoteczka do zębów Philips Sonicare pomaga usuwać i zmniejszać przebarwienia na zębach, aby uśmiech był bardziej promienny.

Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej



Opatentowana technologia soniczna zapewnia usuwanie nawet 2 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku ręcznej szczoteczki do zębów.

Opatentowana technologia soniczna



Wyjątkowa, dynamiczna praca szczoteczki sonicznej Sonicare pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.



Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały

Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Dane techniczne

- Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Właściwości

- Akumulator
- Smartimer: 2-minutowy zegar motywuje do szczotkowania zębów przez zalecany czas
- Quadpacer: Zachęca do dokładnego czyszczenia wszystkich części jamy ustnej

Serwis

- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik na przycisku

- zasilania miga, gdy trzeba naładować urządzenie
- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Końcówki: Nakładana w prosty sposób główka szczoteczki zapewnia optymalną higienę
- Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

- Końcówka: 3 ProResults — standardowe
- Ładowarka podróżna: 1
- Luksusowe miękkie etui podróżne: 1

Skuteczność czyszczenia

- Korzyści dla zdrowia: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł
- Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę
- Wydajność: Skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej w porównaniu do szczoteczki manualnej
- Usuwanie przebarwień: Pomaga usuwać przebarwienia z herbaty, kawy oraz inne
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i Smartimer

