

Philips Sonicare
AirFloss Ultra —
dozownik

1 nasadka



HX8381/01

Trzystrumieniowa technologia zapewniająca poprawę zdrowia

dziąseł

Skuteczność dla osób nieregularnie korzystających z nici dentystycznych

Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss Ultra**** to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.**

Improves patients' oral health

- Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych — potwierdzone klinicznie**
- Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami
- Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

Superior technology

- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Końcówka o wysokiej wydajności
- Trzy regulowane ustawienia strumienia


The easiest way to effectively clean between teeth

- Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami
- Wystarczy 60 sekund: skieruj, naciśnij, wyczyść!

PHILIPS
sonicare

Zalety

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej




AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.

Technologia wykorzystująca mikrokropelki



Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.

Łatwy początek



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, pozwala wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób, które nieregularnie korzystały z nici dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w tygodniu.

Wspiera zdrowie dziąseł



Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra poprawia zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.** Poprawa zdrowia dziąseł następuje już po dwóch tygodniach.

Czyszczenie w zaledwie 60 sekund



Urządzenie AirFloss Ultra pozwala pacjentom wyczyścić całą jamę ustną w czasie krótszym niż 60 sekund dziennie. Pacjenci muszą jedynie wybrać częstotliwość strumienia (pojedynczy, podwójny lub potrójny) i przytrzymać przycisk aktywacyjny, aby uzyskać ciągłe strumienie w trybie automatycznym. Mogą również skorzystać z ręcznego aktywowania strumienia poprzez każdorazowe naciśnięcie przycisku aktywacyjnego.

Świeżość i czystość dzięki płukaniu jamy ustnej



Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej zamiast wody zapewnia pacjentom maksymalną świeżość i ochronę antybakteryjną.

Pomoc w zapobieganiu powstawaniu ubytków między




Urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra delikatnie rozbija i wypłukuje płytkę nazębną, której szczoteczka mogła nie usunąć, pomagając zapobiegać powstawaniu próchnicy w przestrzeniach międzyzębowych pacjentów.

Końcówka o wysokiej wydajności



Nowa dysza AirFloss Ultra o wysokiej wydajności wzmacnia działanie technologii wykorzystującej powietrze i mikrokropelki płynu, aby zapewnić wyjątkową skuteczność.

Trzy tryby pracy strumienia



Wydajny strumień urządzenia AirFloss Ultra można dostosować do upodobań pacjentów, uzyskując pojedynczy, podwójny lub potrójny wystrzał strumienia po każdym naciśnięciu przycisku aktywacyjnego.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Szary

Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Dane techniczne

- Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 24 godziny

Serwis

- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Wskaźnik akumulatora: Wskaźniki LED rączki pokazują poziom naładowania
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Żywotność akumulatora: 1–3 tygodni*****

Elementy zestawu

- Ładowarka: 1
- Rączka AirFloss Ultra: 1
- Końcówka AirFloss Ultra: 1

Skuteczność czyszczenia

- Korzyści dla zdrowia: Czyści jamę ustną w 60 sekund, Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie*
- Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej**
- Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi: Równie jak skuteczny jak nici dentystyczne, w poprawie zdrowia dziąseł, w ograniczaniu krwawienia z dziąseł, w redukcji płytki nazębnej
- Regulowane ustawienia: Automatyczne lub ręczne uwalnianie strumienia, Pojedynczy, podwójny, potrójny strumień*
- Dla najlepszych rezultatów: Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy



Data wydania 2022-09-12

Wersja: 1.0.1

EAN: 08 71010 37150 78

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* U pacjentów z lekkim zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej. Urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.philips.com/airfloss/faq.

*** Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.
**** w zależności od użytego trybu pracy strumienia