

Philips Sonicare  
AirFloss Ultra do  
przestrzeni  
międzyzębowych

2 końcówki



HX8332/03

## Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach\*

### Alternatywa dla nici dentystycznych

Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss Ultra\*\*\*\* to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.\*\*

#### Improves oral health

- Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych — potwierdzone klinicznie\*\*
- Usuwa do 99,9% płytki nazębnej\*\*\*
- Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami

#### Superior technology

- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Końcówka o wysokiej wydajności
- Trzy regulowane ustawienia strumienia

#### The easiest way to effectively clean between teeth

- Wystarczy 60 sekund: skieruj, naciśnij, wyczyść!
- Świeża i czysta jama ustna każdego dnia
- Łatwy sposób na wykształcenie zdrowego nawyku

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Zalety

### Wspiera zdrowie dziąseł



Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra poprawia zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.\*\* Poprawa zdrowia dziąseł następuje już po dwóch tygodniach.

### Usuwa do 99,9% płytki nazębnej




AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach\*\*\*.

### Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków



Urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra delikatnie rozbija i wypłukuje płytkę nazębną, którą szczoteczka mogła ominąć, pomagając zapobiegać powstawaniu próchnicy w przestrzeniach międzyzębowych.

### Technologia wykorzystująca mikrokropelki



Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.

### Końcówka o wysokiej wydajności



Nowa dysza AirFloss Ultra o wysokiej wydajności wzmacnia działanie technologii wykorzystującej powietrze i mikrokropelki płynu, aby zapewnić wyjątkową skuteczność.

### Trzy tryby pracy strumienia



Wydajny strumień dyszy AirFloss Ultra można dostosować do swoich upodobań, uzyskując pojedynczy, podwójny lub potrójny wystrzał

strumienia po każdym naciśnięciu przycisku aktywacyjnego.

### Czyszczenie w zaledwie 60 sekund



Urządzenie AirFloss Ultra pozwala wyczyścić całą jamę ustną w czasie krótszym niż 60 sekund dziennie. Wystarczy wybrać tryb pracy strumienia (pojedynczy, podwójny lub potrójny) i przytrzymać przycisk aktywacyjny, aby uzyskać ciągłe strumienie w trybie automatycznym. Można również korzystać z ręcznego aktywowania strumienia poprzez każdorazowe naciśnięcie przycisku aktywacyjnego.

### Świeżość i czystość dzięki płukaniu jamy ustnej



Napełnij zbiornik na ręczce płynem do płukania jamy ustnej lub wodą, a następnie odpowiednio skieruj końcówkę i naciśnij przycisk. Stosowanie płynu do płukania jamy ustnej zamiast wody zapewnia maksymalną świeżość i ochronę antybakteryjną.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny

## Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

## Dane techniczne

- Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 24 godziny

## Serwis

- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

## Łatwość użytkowania

- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Wskaźnik akumulatora: Wskaźniki LED rączki pokazują poziom naładowania
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Żywotność akumulatora: 1–3 tygodni\*\*\*\*\*

## Elementy zestawu

- Ładowarka: 1
- Stojak na dysze: 1
- Rączka AirFloss Ultra: 1
- Końcówka AirFloss Ultra: 2

## Skuteczność czyszczenia

- Korzyści dla zdrowia: Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie\*, Czyści jamę ustną w 60 sekund
- Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki nazębnej\*\*
- Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi: Równie jak skuteczny jak nici dentystyczne, w poprawie zdrowia dziąseł, w ograniczaniu krwawienia z dziąseł, w redukcji płytki nazębnej
- Regulowane ustawienia: Automatyczne lub ręczne uwalnianie strumienia, Pojedynczy, podwójny, potrójny strumień\*
- Dla najlepszych rezultatów: Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy



Data wydania 2023-01-14

Wersja: 2.0.1

EAN: 08 71010 37840 67

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.

\*\*\* Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić

\* w przeciwnym razie zwracamy pieniądze

\*\*\*\* Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.

\*\*\*\*\* w zależności od użytego trybu pracy strumienia