

PHILIPS

sonicare

Soniczna szczoteczka
do zębów

ProtectiveClean
4300

1 program, 2 intensywności

Końcówka C2 Optimal Plaque
Defence

Czujnik siły nacisku



HX6800/63



Czystsze zęby. Delikatne działanie.

Usuń nawet 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykłą
szczoteczką

Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku.
Usuniesz nawet siedmiokrotnie więcej kamienia nazębnego niż ręczną szczoteczką
do zębów.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Usuwasz do 7 razy więcej płytki nazębnej dzięki główce szczoteczki InterCare*
- Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Program łatwego startu przyzwyczaja do korzystania ze szczoteczki Philips Sonicare
- Zachęta do dokładnego mycia zębów
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów

Innowacyjna technologia

- Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Zalety

Usuwać do 7 razy więcej płytki nazębnej



Nałóż główkę szczoteczki InterCare, aby poprawić zdrowie swoich dziąseł w zaledwie 2 tygodnie. Bardzo długie włosie pozwala dbać o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach.

Bezpieczeństwo i delikatność



Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki szczoteczki z czasem się zużywają. Ale nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz końcówki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na ręczce i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że końcówka szczoteczki jest skuteczna.

Monitoruj nacisk szczotkowania



Zbyt mocne szczotkowanie może uszkodzić zęby i dziąsła. Aby temu zapobiec, szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean emituje delikatny, pulsujący dźwięk, który przypomina o konieczności zmniejszenia nacisku.


Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z ręczką. Rączka i końcówka szczoteczki

tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.

Łatwe wyrabianie nowych nawyków



Czasem przyzwyczajanie się do czegoś nowego wymaga odrobiny czasu. Nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użycy nowej szczoteczki.

Przydatne zegary



Marzy Ci się elektryczna szczoteczka do zębów z odliczaniem czasu? Nasza szczoteczka QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Końcówki szczoteczki: 1 standardowa końcówka InterCare

Rączka: 1 ProtectiveClean

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmartTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

2 poziomy intensywności: Niski, Wysoki

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

