

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

DiamondClean

2 rączki

4 główki szczoteczki

Szklanka do ładowania

Program polerowania

HX9334/41



Poczuj różnicę od pierwszego użycia

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare

Soniczna szczoteczka Philips Sonicare o wysokiej skuteczności czyszczenia i eleganckim wyglądzie. Zamień swoją szczoteczkę na Sonicare.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bielszy uśmiech po 1 tygodniu stosowania główki DiamondClean*
- Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie*
- Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów
- 5 programów do wyboru, w tym polerowanie i delikatne czyszczenie
- Bezpieczne i delikatne działanie pozwalające zadbać o jamę ustną

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Program łatwego startu przyzwyczajają do korzystania ze szczoteczki Philips Sonicare
- Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty

Doskonałe czyszczenie

- Wygięta szyjka ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach
- Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie


Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej




Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.

Nawet 2 razy bielsze zęby




Nałóż główkę szczoteczki Optimal White, aby delikatnie i skutecznie usuwać przebarwienia. Gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie w kształcie diamentu ciężko pracuje, aby Twój uśmiech był 2 razy bielszy już po 7 dniach.*

Zadbaj o dziąsła



Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką DiamondClean dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach*. Usuając do 7 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki*, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

5 programów pozwala dostosować czyszczenie do swoich potrzeb



Szczoteczka DiamondClean zapewnia odświeżające czyszczenie każdego dnia. 5 programów zaspokoi wszystkie potrzeby w zakresie szczotkowania. Program czyszczenia — wyjątkowa czystość każdego dnia; ochrona dziąseł — delikatny masaż dziąseł; polerowanie — jaśniejsze zęby; delikatne czyszczenie — łagodne i skuteczne czyszczenie wrażliwych dziąseł; wybielanie — idealny tryb do usuwania przebarwień.

Technologia Philips Sonicare



Wibracje soniczne przekształcają pastę do zębów i ślinę w mikrobąbelki oraz kierują je głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. W tym samym czasie zęby są poddawane 62 tys. delikatnych, a jednocześnie efektywnych ruchów szczotkujących. 2 minuty takiego szczotkowania odpowiadają miesięcznemu korzystaniu ze zwykłej szczoteczki.


QuadPacer i SmarTimer



Dokładne umycie zębów zajmuje zaledwie 2 minuty. Quadpacer informuje, kiedy upływa optymalny czas przeznaczony na szczotkowanie każdej z części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje upływanie


łącznego czasu. Razem pomagają w szczotkowaniu zębów przez zalecany czas — za każdym razem.

Dotrzyj do trudno dostępnych miejsc



Wyjątkowy kształt rączki szczoteczki DiamondClean w połączeniu z naszymi główkami daje pewność, że nawet trudno dostępne zęby tylne są dokładnie czyszczone.

Łatwe wyrabianie nowych nawyków



Czasem przyzwyczajenie się do czegoś nowego wymaga odrobiny czasu. Nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użycy nowej szczoteczki.

Szczotkuj bez obaw



Niezależnie od Twoich konkretnych potrzeb, możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki DiamondClean jest bezpieczne. Nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Można z niej korzystać w codziennej terapii chorób dziąseł.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Nawet do 3 tygodni*

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny, Biały

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Elementy zestawu

Rączka: 2 główki DiamondClean

Końcówki szczoteczki: 4 DiamondClean — standardowe

Szklanka do ładowania: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących

na minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Usuwanie przebarwień: Wybiela zęby 2 razy lepiej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i Smartimer

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

polski: Jaśniejsze i gładzsze zęby

Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie zębów i dziąseł

