

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

FlexCare Platinum

3 programy, 3 poziomy
intensywności

2 końcówki szczoteczki

Z czujnikiem nacisku

Stacja dezynfekująca UV



HX9172/14



Głębokie, delikatne czyszczenie

10x skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej i zdrowsze
dziąsła*

Ze szczoteczką soniczną FlexCare Platinum nawet najgłębsze czyszczenie jest na tyle delikatne, że chroni zęby i dziąsła. Dzięki główce AdaptiveClean i intuicyjnemu czujnikowi nacisku maksymalnie skutecznie usuwasz płytkę nazębną w delikatny sposób niezależnie od tego, jak szczotkujesz zęby.

Helps you meet recommended brushing guidelines

- Ostrzega, gdy szczotkujesz zbyt mocno
- Minutniki sprzyjające dokładnemu szczotkowaniu
- Zabijaj bakterie za pomocą stacji dezynfekującej UV do główek szczoteczki sonicznej

Offers a customized brushing experience

- Trzy ustawienia intensywności i trzy programy czyszczenia
- Nowe głębokie czyszczenie: z łatwością radzi sobie z kłopotliwymi miejscami

Dokładne czyszczenie ze szczoteczką Philips Sonicare

- Dopasowująca się technologia czyszczenia zapewnia głębokie, a jednocześnie delikatne szczotkowanie
- Dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić głębsze czyszczenie
- Dynamiczny sposób czyszczenia zapewnia lepszy stan zdrowia jamy ustnej

Fits your lifestyle

- Długa żywotność akumulatora oraz futerał podróżny
- Poręczny futerał podróżny i ładowarka

Zalety

Głębokie czyszczenie niezależnie od sposobu szczotkowania



Trudno jest zerwać ze starymi nawykami, jeśli nie szczotkujesz zębów szczoteczką soniczną nowej generacji FlexCare Platinum. Dzięki innowacyjnej główce AdaptiveClean i intuicyjnemu czujnikowi nacisku, które są rdzeniem dopasowującej się technologii czyszczenia, łatwo można dbać nawet o trudno dostępne miejsca. Włókna główki AdaptiveClean dopasowują się do zębów i dziąseł, dzięki czemu zapewniają nawet 4-krotnie większą powierzchnię kontaktu** i mogą usuwać nawet 10 razy więcej płytki nazębnej. Kiedy zbyt mocno szczotkujesz zęby, czujnik nacisku sprawia że rączka szczoteczki lekko pulsuje, dzięki czemu możesz delikatnie czyścić dziąsła, a jednocześnie skutecznie usuwać płytkę nazębną.


Główka szczoteczki AdaptiveClean



AdaptiveClean jest jedyną główką szczoteczki sonicznej, która dostosowuje się do unikalnego kształtu Twoich zębów i dziąseł. Dzięki miękkim elastycznym brzegom, włókna główki szczoteczki mogą dostosować się do każdego kształtu. W efekcie powierzchnia kontaktu może być nawet 4 razy większa* i można usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej


wzdłuż linii dziąseł oraz w przestrzeniach międzyzębowych. Gdy szczoteczka porusza się wzdłuż linii dziąseł, amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania i pozostaje delikatna dla dziąseł niezależnie od sposobu szczotkowania.

Intuicyjny czujnik nacisku



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka soniczna FlexCare Platinum na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt mocno dociskasz szczoteczkę, intuicyjny czujnik nacisku sprawi, że rączka szczoteczki będzie lekko pulsować, informując Cię, że należy szczotkować delikatniej. Badania wykazały, że 7 na 10 osób, które zbyt mocno szczotkowały zęby zmniejszyło siłę szczotkowania dzięki czujnikowi nacisku.

Indywidualne sposoby czyszczenia



Dzięki trzem ustawieniom intensywności i trzem programom czyszczenia szczoteczka soniczna FlexCare Platinum oferuje najwyższą wygodę i naprawdę głębokie czyszczenie. Jeśli chcesz zwrócić szczególną uwagę na trudne miejsca, trzyminutowy program głębokiego czyszczenia zapewni wyjątkowe efekty. Używaj programu czyszczenia do doskonałego codziennego czyszczenia lub programu

wybielania do usuwania przebarwień. Ustaw intensywność na niską, średnią lub wysoką zgodnie z własnymi preferencjami.

Program głębokiego czyszczenia



Nasz całkowicie nowy program głębokiego czyszczenia zapewnia wyjątkowe efekty czyszczenia w trudno dostępnych miejscach. Wyjątkowe ruchy główki szczoteczki w tym programie oraz dłuższy, trzyminutowy czas szczotkowania sprawiają, że jest to doskonały wybór, kiedy musisz zwrócić szczególną uwagę na kłopotliwe miejsca.

Technologia soniczna



Ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę szczoteczki nowej generacji FlexCare Platinum zapewnia doskonałe czyszczenie, którego rezultaty można zobaczyć i odczuć. Dynamiczny sposób czyszczenia technologii sonicznej kieruje płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. Szczoteczka soniczna FlexCare Platinum delikatnie masuje dziąsła, dzięki czemu stymuluje krążenie krwi i pomaga usunąć płytkę nazębną. Szczotkowanie jest skuteczne i delikatne, a jego rezultaty potwierdzone klinicznie.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Szary z matowobiałym panelem

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni***

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączki: 1 FlexCare Platinum

Końcówki szczoteczki: 1 główka

AdaptiveClean, 1 InterCare — standardowa

Etui podróżne: 1

Stacja dezynfekująca UV: 1

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Czujnik siły nacisku: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym usuwaniu przebarwień

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i Smartimer

Tryby

3 poziomy intensywności: Wysoki, Niski, Średni

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Głębokie czyszczenie: Pobudzające głębokie czyszczenie



* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

** w porównaniu z końcówką DiamondClean

*** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie